



EASYRED®

ČESKY

MA EM111-113-121-131 02 A_CZ_07-2021

SKLÁDACÍ NOSÍTKA

NÁVOD K POUŽITÍ

INDEX

1. KÓDY.....	STRANA 3
2. ÚVOD	STRANA 3
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽÍVÁNÍ.....	STRANA 3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	STRANA 3
5. OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	STRANA 4
6. SYMBOLY	STRANA 4
7. PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ.....	STRANA 4
8. VAROVÁNÍ PŘI UŽÍVÁNÍ.....	STRANA 4
9. JAK NOSÍTKA POUŽÍVAT.....	STRANA 4
10. ÚDRŽBA.....	STRANA 5
11. ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE	STRANA 5
12. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K LIKVIDACI	STRANA 5
13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STRANA 5
14. ZÁRUKA	STRANA 5
15. OPRAVY	STRANA 5
15.1 Záruční opravy	STRANA 6
15.2 Nezáruční opravy.....	STRANA 6
15.3 Nezávadné zboží	STRANA 6
16. NÁHRADNÍ DÍLY	STRANA 6
17. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY.....	STRANA 6

CE Zdravotnické zařízení třídy I

NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
z 5. srpna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

EM111	SKLÁDACÍ NOSÍTKA
EM113	SKLÁDACÍ NOSÍTKA S KOLEČKY
EM121	SKLÁDACÍ NOSÍTKA SLOŽITELNÁ NA 2 DÍLY
EM131	SKLÁDACÍ NOSÍTKA SLOŽITELNÁ NA 4 DÍLY

2. ÚVOD

Děkujeme za zakoupení produktu EASYRED od Moretti S.p.A., který je široce používán v nemocnicích, ambulancích a ve sportovním prostředí. Tento návod k použití poskytuje doporučení o tom, jak správně používat výrobek, který jste si vybrali a dále poskytuje některé cenné rady pro vaši bezpečnost. Prosíme o pečlivé přečtení tohoto návodu k použití před zahájením používání výrobku. V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme kontaktujte svého distributora pro získání rady či pomoci.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽÍVÁNÍ

Zařízení pro transport pacientů v nouzi.

Tento produkt je zamýšlen pro používání výhradně profesionálním a kvalifikovaným personálem, řádně proškoleným v pohotovostní péči. Je vždy doporučováno následovat postupy vytvořené pro pohotovostní reakce. Nevhodné používání prostředku může způsobit zranění pacienta, o kterého je pečováno v nouzi.

VAROVÁNÍ!



- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než pro který je určen v tomto návodu k použití
- Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoliv okolnosti vyplývající z nesprávného používání tohoto produktu a z neoprávněné změny konstrukce tohoto produktu
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že produkt vyrobený a prodáváný společností Moretti S.p.A. a spadající do skupiny PRODUKTY PRO NOUZOVÉ ZÁSAHY je v souladu s ustanoveními nařízení EU MDR 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH z 5. srpna 2017. Pro tento účel, Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Toto zařízení je v souladu s obecnými požadavky na bezpečnost a provedení požadovaných Přílohou I nařízení EU MDR 2017/745 jak stanoví Příloha IV výše uvedeného nařízení.
2. Toto zařízení NENÍ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ.
3. Toto zařízení NENÍ URČENO PRO KLINICKÉ TESTOVÁNÍ.
4. Zařízení je zabaleno v NESTERILNÍM OBALU.
5. Toto zařízení spadá do třídy I v souladu s ustanoveními Přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením EU MDR 2017/745 po dobu nejméně 10 let od poslední výroby šarže.

Poznámka: Kompletní kódy produktů, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou obsaženy v prohlášení o shodě EU, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5. OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Před použitím zařízení si pečlivě PŘEČTĚTE celý návod k použití.
- Výrobek by měl být používán pouze kvalifikovaným personálem
- Ujistěte se, že je výrobek dodán kompletní, a uchovávejte jej zabalený mimo zdroje tepla
- ŽIVOTNOST - limit použití zařízení je definován opotřebením dílů
- Skladujte na suchém místě
- NEDOVOLTE dětem hrát si se zařízením nebo obsluhovat zařízení
- Uživatel musí ohlásit jakoukoli vážnou nehodu, která se stala v souvislosti se zařízením, výrobci, distributorovi a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel patří.

6. SYMBOLY

- | | |
|--|--|
|  | Kód produktu |
|  | kód UDI - Unique Device Identification |
|  | CE znak |
|  | Výrobce |
|  | Šarže |
|  | Čtěte návod k použití |
|  | Zdravotnické zařízení |
|  | Podmínky likvidace |

7. PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav opotřebenění dílů, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání pro personál i pacienta

8. VAROVÁNÍ PŘI UŽÍVÁNÍ

- Zvláštní pozornost věnujte při použití se zlomeninami.
- Pravidelně kontrolujte pevnost nosítek, jejich stabilitu a stav gumový špiček. Po opotřebenění je vyměňte.
- V případě pochyb při používání, seřizování či údržbě kontaktujte svého distributora.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí abyste předešli možným rizikům.

9. JAK NOSÍTKA POUŽÍVAT

- Rozložte nosítka
- Přesuňte pacienta na nosítka
- Přítomnost rukojetí umožňuje zvednout nosítka uchopením pacienta ze všech stran.

10. ÚDRŽBA

Zařízení EASYRED od společnosti MORETTI jsou během uvedení na trh pečlivě zkontrolována a opatřena značkou CE. Z důvodu bezpečnosti pacientů a lékařů doporučujeme nechat zkontrolovat zařízení každé 2 roky výrobcem nebo autorizovanou servisní společností.

11. ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE

Použijte vodu a slabý dezinfekční roztok, sušit mimo přímé sluneční záření.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásadité prostředky nebo rozpouštědla jako např. acetonu apod.

12. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K LIKVIDACI

V případě likvidace nepoužívejte odpadní nádobu na komunální odpad. Doporučujeme nosítka zlikvidovat na příslušných místech určených k recyklaci.

13. TECHNICAL FEATURES

Kódy	Rozměry při rozložení	Rozměry ve složeném stavu	Hmotnost	Max. hmotnost pacienta	Rám	Potah
EM111	182x52x5 cm	93x52x6 cm	3 kg	160kg	Hliníková slitina	Oxfordská kůže
EM113	185x52x23 cm	93x52x10 cm	5 kg	160 kg		
EM121	221x53x15 cm	221x13x18 cm	5.5 kg	160 kg		
EM131	221x53x15 cm	110x18x11 cm	5 kg	160 kg		

14. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje 2letá záruka na materiál nebo výrobní vady od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a vyloučení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravami výrobku a záruka nebude platná, pokud nebudou přesně dodrženy pokyny k použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v této příručce. Společnost Moretti není odpovědná za škody způsobené zraněním osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací, nesprávným použitím nebo v souvislosti s tím. Moretti nezabývá zárukou na výrobky před poškozením nebo vadami za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neoprávněná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (je-li k dispozici), použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neoprávněná změna, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti nebo oprávněného distributora) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

15. OPRAVY

15.1 Záruční opravy

V případě, že má výrobek Moretti vady materiálu nebo výrobní vady během záruční doby, Moretti nebo jím autorizovaný distributor zákazníkovi potvrdí, zda lze závadu pokrýt ze záruky. Společnost Moretti může dle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit položku v záruce u prodejce produktů Moretti nebo v místě společnosti Moretti. Veškeré náklady na opravu mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna nezaručuje obnovení nebo prodloužení záruční doby.

15.2 Nezáruční oprava

Produkt, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím souhlasu zákaznického servisu Moretti. Veškeré náklady na opravu, na kterou se nevztahuje záruka, ponese plně zákazník nebo prodejce. Na opravy produktů, na které se nevztahuje záruka, se poskytuje záruka po dobu šesti (6) měsíců od data, kdy produkt obdržíte po opravě.

15.3 Nezávadné zboží

Zákazník bude informován o skutečnosti, že produkt není vadný, po přezkoumání a otestování vráceného produktu společností Moretti. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, který uhradí veškeré náklady na dopravu.

16. NÁHRADNÍ DÍLY

Záruční doba na originální náhradní díly Moretti je garantována po dobu 6 (šesti) měsíců od dodání.

17. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti nenabízí žádné výslovné ani předpokládané prohlášení, záruku nebo podmínky, včetně žádných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení a rušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušeno nebo bezchybné. Doba trvání veškerých předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení, jak dlouho předpokládaná záruka trvá, ani vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá zřeknutí se a omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT**

Produkt _____

Zakoupen (datum) _____

Distributor _____

Adresa _____ Město _____

Prodáno komu _____

Adresa _____ Město _____

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**

Distributor v ČR

**Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.czemail: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň