

Bezzápachový koš Odocare

Rozkres náhradních dílů:

- 1) jednorázová vložka
- 2) víko
- 3) vak – spirála
Vak – kulatá čočka
- 4) buben
- 5) držák bubnu
- 6) držák pytle
- 7) odpadní část
- 8) adaptér
- 9) deska pro umístění na zem

Pro variantu s kolečky:

- 10) držák brzdového pedálu
- 11) brzdový pedál
- 12) 2x kolečko zadní s otvorem pro brzdu
- 13) 2x kolečko přední (bez otvoru pro brzdu)
- 14) 16 ks šroubů
- 15) 2 pera

Montáž kol, brzdy a adaptéru

- 1) Uvolněte desku pro umístění koše na zem tak, jak je zobrazeno v obrázku 14. Obrátte ji a zasuňte brzdový pedál do otvorů. Zasuňte oba existující knoflíky do pro ně připravených otvorů.
- 2) Vložte držák brzdového pedálu s montážními knoflíky do pro ně připravených otvorů.
- 3) Nasuňte brzdová pera na černé tyčky.
- 4) Upevněte obě kola s otvorem pro brzdu pomocí šroubů na držák brzdového pedálu. Jak černé tyčky, tak brzdová pera zasuňte následně do otvoru.
- 5) Upevněte obě přední kola na přední stranu.

- 6) Nastavte délku adapteru (krátký nebo dlouhý).
- 7) Navlečte suchý zip otvory na zadní straně desky. Upevněte suchý zip na druhé straně adapteru na transportní vozík.

Příprava před použitím

- 1) Zatlačte na černý knoflík a otevřete víko horním držadlem.
- 2) Vložte pytel do otvoru v držáku pytle (viz symboly na držáku pytle). DBEJTE prosím na to, že se musí horní okraj odpadového pytle nacházet mezi držák pytle a okrajem odpadní nádoby.
- 3) Stiskněte víko směrem dolů. Ozve se KLIK!

Použití

- 4) Uchopte držadlo a otočte bubnem do otevřené polohy.
- 5) Vložte do otvoru odpad a uzavřete držadlo tak, že jej otočíte do vodorovné polohy.
- 6) Buben znovu otevřete dalším otočením, aby byl připravený pro další použití. DBEJTE prosím na to, že i toto je normální pozice.

Výměna náhradní vložky

- 7) Použijte obě ruce a uchopte dvěma prsty výřezy v černém okraji náhradní vložky tak, abyste ji pak mohli vytáhnout směrem nahoru.
- 8) Stiskněte černé strany dovnitř, aby se nová náhradní vložka vešla do otvoru.
- 9) Zatlačte černý okraj po obvodu horní části bubnu tak, až se ozve KLIK!

Výměna odpadového pytle

- 10) Stiskněte černý knoflík a vytáhněte spodní madlo nahoru. DBEJTE prosím na to, že spolu s madlem nahoru vytáhnete i horní část pytle.
- 11) Aby při výměně odpadového pytle nedocházelo k úniku nepříjemného zápachu, držte jednou rukou pevně horní část pytle a druhou rukou uvolněte okraj z držáku pytle.
- 12) Zavažte odpadový pytel. Pytel nechte v odpadní části a uzavřete víko.
- 13) Stiskněte nohou pedál na přední straně, uchopte rukojeť na přední a zadní straně, vykloňte diagonálně horní část směrem dozadu a nahoru a zdvihněte odpadní část přes plný odpadní pytel směrem nahoru.
- 14) Odstraňte plný odpadní pytel a vraťte odpadní část zpět na sokl. Dbejte při vkládání nového odpadového pytle pokynů dle obrázků 2 a 3. Případně vyměňte i jednorázovou vložku tak, jak je zobrazeno na obrázcích 7, 8 a 9.

Čistění vaku

- 15) Nejprve vyjměte jednorázovou vložku. Vak nejprve vytáhněte po straně, a poté směrem nahoru otvorem ven.
- 16) Vyjměte z vaku spirálu.
- 17) Stáhněte vak z kulaté čočky. Nyní můžete vak buď vyčistit, nebo vyměnit.
- 18) Nasuňte zpět spirálu do vaku. Na spodní část nového vaku opět navlékněte kulatou čočku. Stiskněte spirálu k sobě a vložte vak do otvoru bubnu.

Čistění bubnu

- 19) Otočte bubnem do požadované polohy (úhel cca 110 °, viz obrázek). Tuto pozici udržujte během výměny bubnu.
- 20) Stiskněte jednou rukou malý horní knoflík a druhou rukou velký černý knoflík.
- 21) Pohybuje horní rukojetí směrem nahoru, aby kryt klouzal po bubnu.
- 22) Vyjměte buben ven a vyčistěte jej. Držák bubnu také doporučujeme vyčistit. POZOR! Bílé těsnění nesmí být v žádném případě čištěné prostředky s obsahem chloru. Výměna bubnu viz obr. 19
- 23) Bílé těsnění doporučujeme při každém čistění (nebo alespoň 1x měsíčně) namazat silikonovou vazelinu. Toto garantuje bezproblémové otevírání a zavírání bubnu.

V případě záručního servisu, pozáručního servisu, či zakoupení jakéhokoliv příslušenství k bezzápachovému koši OdoCare kontaktujte obchodní, nebo servisní oddělení společnosti Stamed s.r.o.



Stamed s.r.o.

Sídlo: Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec

Provozovna: Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec

Tel: 725 323 111

e-mail: obchod@stamed.cz

e-mail: servis@stamed.cz

www.stamed.cz