

sinfonia



OTOČNÝ PODSEDÁK ST340

Uživatelská příručka

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA
ST34x_ST346_ST350L_ST350S_ST352_ST38x-1_ST38x-2 01 A_ITA_09 2020

Děkujeme, za zakoupení otočného podsedáku SINFONIA. Otočný podsedák SINFONIA je navržen a realizován tak, aby vyhovoval vašim požadavků pro praktické, správné a bezpečné používání. Tato uživatelská příručka vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tuto příručku před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

Před použitím

Otočný podsedák: Užitečná pomůcka, která pomáhá uživatelům s horší pohyblivostí dolních končetin. Podsedák usnadňuje vstávání z postele, židle anebo z auta.

Upozornění

Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy za řízení, za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

Prohlášení o shodě

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodáváný, který patří do sortimentu pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (2017/745). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 2017/745, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE

3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (2017/745)

Obecná varování

Před použitím výrobku si prosím přečtěte pečlivě celý manuál.

Ujistěte se, že byl výrobek dodán kompletní a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Servis – omezení používání výrobku je definováno opotřebením dílů.

Nedovolte dětem, aby manipulovaly nebo si hrály s výrobkem.

Obecný popis

Otočný podsedák je určený lidem s horší pohyblivostí dolních končetin. Usnadní vstávání z postele či z křesla. Sedák je vyroben z protiskluzového polstrovaného materiálu na otočném pevném systému pro snížení námahy při pohybu.

Před každým použitím

Vždy zkontrolujte opotřebení součástí výrobku, aby bylo zaručeno, že produkt bude zcela bezpečný pro uživatele.

Upozornění při použití

Neponechávejte produkt delší dobu v kontaktu s vodou.

V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, abyste předešli možnému nebezpečí.

Údržba

Produkty Sinfonia jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE.

Čištění

- Použijte vlhký hadřík a neutrální jemné mýdlo.
- Vodu použijte při maximální teplotě 30 °C.
- Nepoužívejte bělidla.
- Nežehlete (nepoužívejte páru).
- Nečistěte, nepoužívejte odstraňovače skvrn ani rozpouštědla.
- Nesušte v sušičce.

Likvidace výrobku

Všeobecné podmínky likvidace výrobku:

Produkt nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Produkt odevzdejte do příslušných prostor určených pro recyklaci.

Technické vlastnosti:

Materiál - 100% polyester, 100% bavlna

Rozměry - 440 x 440 x 40 mm

Záruka

Všechny výrobky Sinfonia mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou.

Omezení záruky

Výrobce neposkytuje klientovi žádné jiné záruky, podmínky ani garance vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu s platnou vyhláškou. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající z náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech se nemusí některá omezení uvedená v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Označení produktu



Šarže



Unikátní identifikace zařízení



Zdravotnické zařízení



Přečtěte si návod k použití



Označení CE



Podmínky likvidace



Výrobce