



**KYARA®**

MA LTK730\_LTK740\_LTK750 01 C\_EN\_04-2019

## **TERMOPŘIKRÝVKY - 3 TEPLoty NÁVOD K**

---

### **POUŽITÍ**



Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální MA LTK730\_LTK740\_LTK750 01 C\_EN\_04-2019

## INDEX

- KÓDY .....strana.3
- ÚVOD ..... strana 3
- BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....strana.3
- POUŽITÉ SYMBOLY .....strana.4
- OBECNÝ POPIS ..... strana 5
- METODY POUŽITÍ.....strana.5
  - Funkce automatického vypnutí .....strana.6
  - Vypnutí..... strana.6
- ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....strana.6
- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DISPOZICE .....strana.7
- TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA.....strana.7
- ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....strana.7
- ZÁRUKA..... strana.8
  - Ustanovení o výjimkách ..... strana.8

## 1. KÓDY


- LTK730** ELEKTRICKÁ DEČKA NA RAMENA - 3 TEPLoty  
**LTK740** ELEKTRICKÁ DEČKA NA CELÁ ZÁDA - 3 TEPLoty  
**LTK750** ELEKTRICKÁ DEČKA NA KRK, RAMENA, ZÁDA - 3 TEPLoty



## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali topná tělesa z řady Kyara by Moretti. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete návod k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny, a dodržujte je. Tento návod k obsluze uschovejte po celou dobu životnosti výrobku pro referenční účely. V případě předání spotřebiče třetím osobám předejte i celou dokumentaci. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání zvoleného přístroje a cenné rady pro vaši bezpečnost. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

**POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda všechny části výrobku nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na prodejce, který vám poskytne další pokyny.**

## 3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Po vyjmutí spotřebiče z obalu zkontrolujte, zda je dodávka kompletní podle výkresu a zda není poškozena při přepravě. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na místního prodejce. Obalový materiál není hračka pro děti! Plastový sáček uchovávejte mimo dosah dětí; hrozí nebezpečí udušení!
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda údaje o síťovém napětí na typovém štítku odpovídají dostupnému síťovému napětí. Typový štítek je umístěn na spotřebiči.
- Tento spotřebič smí být používán pouze jako topná podložka pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevyhovující, a tudíž nebezpečné.
- Během prvních několika použití může uvolňovat nepříjemné pachy způsobené syntetickými materiály.
- Tepelné zkoušky topné podložky na volném prostranství, např. rukama, nelze považovat za platné, protože podléhají nesprávnému vyhodnocení tepla.
- Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být dohlížet na to, aby si se spotřebičem nehrály. Spotřebič nepoužívejte zejména s nemožnými osobami, kojenci nebo osobami necitlivými na teplo.
- Zařízení nesmí používat děti, pokud ovládací zařízení nebyly předem upraveny rodičem nebo opatrovníkem nebo pokud dítě nebylo řádně poučeno o tom, jak tato zařízení bezpečně používat.
-  **VAROVÁNÍ - nevhodné** pro děti do 3 let. Děti mladší 3 let nesmí spotřebič používat z důvodu neschopnosti reagovat v případě přehřátí.
- **NEDOPORUČUJTE** ovládání teploty mokřýma rukama.
- **Netahejte** za napájecí kabel **ani** za samotný spotřebič, abyste jej odpojili ze zásuvky.

- **NEPONOŘUJTE** napájecí kabel a dálkové ovládání.
- Před čištěním nebo údržbou a při nepoužívání vždy odpojte zástrčku od zdroje napájení.
- V případě poruchy nebo závady zařízení vypněte a nemanipulujte s ním. Opravy provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Zařízení lze používat pouze s typy ovládacích prvků uvedenými na štítku zařízení.
- Dálkový ovladač (1) ani napájecí jednotku **NEPOKLÁDEJTE** pod příkrývkou nebo na ni, pokud je v provozu.
-  Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** složené.
- Při skladování nechte výrobek před složením vychladnout.
- Nenechávejte oblečení uvnitř složeného výrobku.
- Často kontrolujte, zda jednotka nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky objeví nebo pokud byl přístroj nesprávně používán, obraťte se před dalším používáním na autorizované servisní středisko.
- Přístroj nesmí používat uživatelé kardiostimulátoru.
- Tento přístroj není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- **NEPOUŽÍVEJTE** v mokřém prostředí nebo v prostředí s vysokou vlhkostí (např. v koupelně).
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k ohřevu zvířat.
- **NESMÍTE** usnout, když je přístroj v provozu.
- Pokud spotřebič používáte delší dobu, přepínač nastavte do polohy 1-2 (minimální ohřev).
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** na oteklé nebo bolavé části těla.
- Pokud během používání pocítíte bolest, okamžitě přístroj vypněte.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud jsou ve vzduchu přítomny vysoce hořlavé plyny.
- Přístroj **NIKDY** nepoužívejte v blízkosti zdroje plynu.
- Na výrobek **NEPOKLÁDEJTE** hořlavé materiály nebo materiály, které se vlivem tepla snadno znehodnotí (např. karton, plast, papír, svíčky).
- Zařízení **NIKDY** nevystavujte jiným zdrojům tepla (např. sporákům nebo troubám), teplotám pod bodem mrazu, přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
-  **NEZAVÁDĚJTE** JEHLY ANI ŠPENDLÍKY.
- Dlouhodobá aplikace při vysokém nastavení může způsobit popálení pokožky.



**POZOR!**

V případě nesprávného použití hrozí nebezpečí zranění.

#### 4. POUŽITÉ SYMBOLY

**REF**

Kód produktu

**LOT**

Měsíc a rok výroby



Označení CE



Návod k použití



Likvidace




Třída ochrany II

## 5. OBECNÝ POPIS

LTK730



LTK740



LTK750



### HLAVNÍ SOUČÁSTI

1. Dálkové ovládání
2. Volič teploty
3. Zobrazit
4. Konektor
5. Základna konektoru

## 6. ZPŮSOB POUŽITÍ

Vyhřívací podložka je určena k ohřívání lidského těla. Umožňuje cílenou aplikaci tepla. Vyhřívací podložku lze v závislosti na modelu umístit na části těla, jako je krk, ramena, záda, bederní oblast, břicho a klouby.

**POZOR!**

Vyhřívací podložka lze používat pouze s dodanou řídicí jednotkou. Příslušný model je uveden na štítku.

- Zapojte ovládací zásuvku (4) do základny konektoru (5), abyste připojili regulátor teploty k topné podložce.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky a na krátkou dobu zvolte maximální teplotu, aby se vyhřívací podložka rychleji zahřála, poté zvolte úroveň od 1 do 3 (úroveň 1 = minimální teplota; úroveň 2 = střední teplota; úroveň 3 = maximální teplota).
- Přiložte vyhřívací polštářek na část těla, kterou chcete vyhřívát.

**6.1 Funkce automatického vypnutí**

- Vyhřívací podložka je vybavena systémem automatického zastavení. Po 90 minutách provozu se vypne.
- Chcete-li spotřebič znovu zapnout, nastavte přepínač teploty do polohy "0", počkejte několik sekund a poté znovu zvolte požadovaný stupeň teploty.

**6.2 Vypnutí**

- Vyhřívací podložku vypnete otočením přepínače teploty do polohy "0".
- Odpojte zástrčku ze zásuvky.

**7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Nepoužívejte bělidlo



Ruční praní při teplotě do 30 °C



Nečistěte chemicky



Nesušte vyhřívací podložku v sušičce.



Vyhřívací podložku nelze žehlit

- Před čištěním se ujistěte, že topná podložka není připojena k elektrické síti a že je studená.
- Před čištěním vždy odpojte připojovací kabel.
- Vyhřívací podložku lze prát ručně (NE V PRAČCE) při teplotě do 30 °C.
- Používejte neutrální prací prostředek.
- NEPOUŽÍVEJTE bělidlo.
- Nesušte v bubnové sušičce, sušte na vzduchu, neumísťujte vyhřívací podložku na radiátory nebo jiné topné systémy.
- NEŽEHLETE.
- Před dalším použitím se ujistěte, že je vyhřívací podložka zcela suchá.
- Při čištění nepoužívejte chemické ani abrazivní prostředky.

## 8. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE



Obal výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



V souladu s evropskou normou 2002/96/ES musí být nepoužívané svítidlo řádně zlikvidováno. Recyklovatelné materiály obsažené ve spotřebiči jsou využity tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí. Další informace získáte u místního úřadu pro likvidaci odpadu nebo u prodejce spotřebiče.

## 9. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 <b>MORETTI</b> <a href="http://www.morettispa.com">www.morettispa.com</a>		       
 NO BLEACH	 NO IRONING	Model: <input type="text" value="REF"/>
 NO DRY CLEAN	 NO WASHER DRY	Napětí: <b>220-240 ~ 50Hz</b> Jmenovitý příkon: <b>100 W</b>
DOVÁŽÍ A DISTRIBUJE SPOLEČNOST MORETTI S.P.A. Cavriglia (AR)		MADE IN P.R.C.
<p><b>CS -</b> POUŽÍVEJTE POUZE S OVLÁDÁNÍM SS03. DELŠÍ APLIKACE S VYSOKÝM NASTAVENÍM MŮŽE ZPŮSOBIT POPALENÍ KŮŽE. NEPOUŽÍVEJTE U INVALIDŮ, KOJENCŮ NEBO OSOB NECTLIVÝCH NA TEPLU. NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE MOKRÝ.</p> <p><b>CS -</b> POUŽÍVÁ SE POUZE S ODMÍKATELNÝM OVLADAČEM SS03. PŘÍLIŠ DLOUHÁ APLIKACE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POPALENÍ KŮŽE. NEČISTĚTE CHEMICKY. NEPOUŽÍVEJTE U KOJENCŮ, BEZMOCNÉ OSOBY NEBO OSOBY NECTLIVÉ NA TEPLU. UMÝVEJTE POUZE V RŮCE. NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE MOKRÝ.</p> <p><b>FR -</b> NUTILISEZ LA COUVERTURE OU AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SS03. UNE APPLICATION PROLONGÉE AVEC UNE HAUTE TEMPÉRATURE PEUT CAUSER DES BRÛLURES À LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES À LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.</p> <p><b>ES -</b> POUŽÍTE PŘÍSTROJ POUZE S MANDO TIPO SS03. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEIMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NIÑOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.</p> <p><b>PT -</b> USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SS03. DELSÍ APLIKACE S VYŠŠÍ REGULACÍ MŮŽE ZPŮSOBIT QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDA.</p>		

(Obrázek pro ilustraci)

- Velikost 60x62 cm (kód LTK730)
- Velikost 60x90 cm (kód LTK740)
- Velikost 150x100 cm (kód LTK750)
- Příkon 100 W (LTK730 - LTK740); 120 W (LTK750) - Napětí 220-240 V
- Materiál 100 % polyester

## 10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



### POZOR!

Pokud elektrické zařízení nefunguje správně a je vadné, nepokoušejte se jej opravit sami.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje.	Zařízení nepřijímá napájení.	Zkontrolujte, zda: <b>a.</b> zda je napájecí kabel správně připojen k zásuvce; <b>b.</b> síťová zástrčka je zasunuta do zásuvky; <b>c.</b> zásuvka je vadná; <b>d.</b> byla aktivována pojistka vašeho síťového připojení.
	Nebyla vybrána žádná úroveň teploty. Regulátor úrovně teploty je v poloze 0.	Nastavte úroveň regulátoru teploty d o polohy 1, 2 nebo 3.
	byla aktivována ochrana proti přehřátí.	Nechte zařízení zkontrolovat.

## 11. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití.

Společnost Moretti neodpovídá za žádné škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a obsluze.

Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je to možné), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu.

Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

### 11.1 Ustanovení o výjimekách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky



nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými produkty. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LISTINA****Produkt** \_\_\_\_\_**Zakoupeno dne** \_\_\_\_\_**Prodejce** \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_

**Prodáno do** \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com e-mail:****info@morettispa.com MADE IN P.R.C.**

