



MOPEDIA®

CHODÍTKA

NÁVOD K POUŽITÍ

1)	KÓDY	PAG.3	
2)	ÚVOD.....		STRANA 3
3)	URČENÉ POUŽITÍ		STRANA 3
4)	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ		STRANA 3
5)	UPOZORNĚNÍ		STRANA 4
	a)	Obecná varování	str. 4
	b)	Upozornění pro použití	str. 4
	c)	Varování o stabilitě	str. 4
	d)	Návod k montáži	str. 4
6)	POUŽITÉ SYMBOLY.....		STRANA 5
7)	OBECNÝ POPIS		STRANA 5
8)	PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM.....		STRANA 6
9)	NÁVOD K MONTÁŽI, FUNKCE A NASTAVENÍ		STRANA 6
	a)	RP690B	str. 6
	b)	RP685B.....	str. 6
	c)	RP513.....	s. 7
	d)	RP520	str. 7
	e)	RP691.....	s. 7
	f)	Zavírání rolovacího vozíku	str. 8
	g)	Úložný koš	str. 8
	h)	Zásobník	str. 8
	i)	Spodní úložný regál (RP690B).....	str. 8
	j)	Úložný vak (RP685B)	str. 8
	k)	Sedadlo (RP690B)	str. 8
10)	METODY POUŽITÍ.....		STRANA 9
11)	BRZDY		STRANA 9
	a)	Použití brzdy	str. 9
	b)	Blokování brzd (parkovací brzda)	str. 9
	c)	Odemykání kol	str. 9
12)	ÚDRŽBA		STRANA 9
13)	ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE		STRANA 9
	a)	Čištění	str. 9
	b)	Dezinfekce	str. 9
14)	PÉČE O KOLO.....		STRANA 10
15)	OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE		STRANA 10
16)	TECHNICKÉ VLASTNOSTI		STRANA 10
17)	ZÁRUKA		STRANA 11
18)	OPRAVY		STRANA 11
	a)	Záruční opravy.....	strana 11
	b)	Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	str. 11
	c)	Nebezpečné výrobky	str. 12
19)	NÁHRADNÍ DÍLY		STRANA 12
20)	DOLOŽKY O VÝJIMCE.....		STRANA 12

CE Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA RP513_RP520_RRP685B_RP690B_RP691 01 B_ITA_02-2022

1. KÓDY

RP513 4-kolové hliníkové chodítko se sedátkem ATLANTE MINI**RP520** 4-kolové hliníkové chodítko se sedátkem ATLANTE**RP690B** 4-kolové skládací ocelové chodítko DYONE**RP685B** 3-kolové skládací ocelové chodítko CRYO**RP691** 4-kolové ocelový vozík na kolečkách s antibrachiální podpěrou ERA

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali kolečkové křeslo **MOPEDIA** by MORETTI S.p.A., které je určeno k podpoře osob s pohybovými obtížemi v domácnosti i mimo ni, při cestování nebo při jednoduchých každodenních činnostech. Tento návod k použití obsahuje drobné rady pro správné používání vámi zvolené pomůcky a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím rollatoru pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

Poznámka: Zkontrolujte, zda nebyly všechny části vozíku během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.

POZOR!



Je zakázáno používat tento výrobek k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce. Společnost MORETTI S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím zařízení nebo použitím jiným, než je uvedeno v tomto návodu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny zařízení a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Tento vozík je určen pro osoby s pohybovými obtížemi a lze jej používat jako pomůcku usnadňující chůzi. Roller poskytuje větší stabilitu, oporu a bezpečnost při chůzi. Neměly by jej však používat osoby s viditelně oslabenou funkcí rukou a/nebo paží nebo osoby s problémy s rovnováhou. Rollator lze používat venku i v interiéru. Doporučujeme používat pouze na povrchu, na kterém se všechna kola dotýkají země. Neměl by být používán na kamenitém nebo svažitém terénu, protože rollator může být nestabilní. Zařízení není určeno k přepravě osob nebo jiného materiálu.



4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny ROLLATOR - MOPEDIA jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745 ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy naleznete v EU prohlášení o shodě, které vydává společnost MORETTI SPA a zpřístupňuje je prostřednictvím svých kanálů.



5. UPOZORNĚNÍ

5.1 Obecná varování

- NEMOHOU instalovat ani používat výrobek, dokud si nepřečtou a neporozumí tomuto návodu k použití. Pokud nerozumíte varováním, bezpečnostním opatřením a pokynům, poraďte se před pokusem o instalaci výrobku s odborníkem, prodejcem nebo technickým personálem, abyste předešli poškození nebo zranění osob;
- Chodítka by měli používat pouze pacienti s odpovídajícími motorickými schopnostmi, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání;
- O vhodnosti výrobku, správném nastavení a správném používání rolátoru se poraďte s lékařem nebo terapeutem;
- Lékař nebo terapeut by vám měl pomoci s nastavením výšky vozíku pro maximální oporu, správnou aktivaci brzd a obecně správné nasazení;
- Chodítka nejsou určena k samohybnému použití.
- Uživatel/ka nebo pacient by měl každou závažnou nehodu, ke které dojde s prostředkem, nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel/ka nebo pacient usazen.

5.2 Upozornění pro použití

1. Vždy se ujistěte, že je brzdové lanko správně upevněno.
2. Po každém nastavení výšky vždy zkontrolujte, zda brzda správně funguje, aby nedošlo k nadměrnému volnému ohybu lanka.
3. Nedodržení těchto jednoduchých upozornění může vést ke zranění osob.
4. Roller smí být používán pouze na pevném, rovném povrchu. Roller nepoužívejte ke zdolávání schodů!
5. Vždy se opřete o obě činky, abyste udrželi rovnováhu.
6. Zvláštní pozornost věnujte mokrému, zledovatělému nebo zasněženému povrchu.
7. Roller nepřetěžujte.
8. Nepoužívejte sedačku na kolečkových křeslech (pokud je jimi vybavena) k přepravě zboží nebo osob; sedačka je určena k sezení uživatele se zataženou parkovací brzdou;
9. Všechna kola musí být během používání vždy v kontaktu s podlahou, aby bylo zajištěno správné vyvážení vozíku a maximální bezpečnost.
10. Před použitím sedadla je nutné zatáhnout parkovací brzdu.

N.B Při používání rolovacího vozíku ve stacionární poloze musí být parkovací brzda zablokována.

5.3 Upozornění na stabilitu

- Včetně košíku, brašny a síťové zátěže poskytují kolečkové brusle RP520, RP690B, RP691 RP685B pomoc osobě s hmotností až 136 kg; kolečkové brusle RP689 poskytují pomoc osobě s hmotností až 130 kg; kolečkové brusle RP513 poskytují pomoc osobě s hmotností až 100 kg.
- Košík a taška mají hmotnostní limit 5 kg. Nepřetěžujte je, abyste se vyhnuli riziku nevyvážení a převrácení.
- Spodní nosič (pro RP680B RP691 a RP689) má hmotnostní limit 5 kg. Nosič nepřetěžujte, aby nedošlo k nevyvážení a nebezpečí převrácení.

5.4 Návod k montáži

- Po sestavení nebo otevření vozíku se ujistěte, že je bezpečnostní zařízení zajištěno ve správné poloze.
- Zkontrolujte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty do konstrukce a zajištěny pojistnými knoflíky v hlavní podpěře pomocí příslušných křídlových matic a knoflíků bez pohybu.
- Na rám vozíku nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a aby nebyla ovlivněna stabilita vozíku.
- Pozor na zachycení prstů nebo oděvu při otevírání a zavírání.

6. POUŽITÉ SYMBOLY


- REF** Kód produktu
- UDI** Jedinečný identifikátor zařízení
- CE** Označení
- CE** Výrobce
- LOT** Výrobní šarže
- i** Přečtěte si návod k použití
- MD** Zdravotnický prostředek
- W** Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS
RP513

RP520



RP685B



RP690B



RP691

8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

- zda jsou všechny části vozíku bezpečně zajištěny;
- zda jsou všechny šrouby pevně utaženy;
- zda je sedadlo správně zajištěno (pouze pro RP690B). (pokud tomu tak není, přitlačte sedadlo více k rámu);
- zda je správně zajištěno blokovací zařízení sedadla (pouze RP690B);
- Zkontrolujte správnou funkci normální brzdy a parkovací brzdy;
- Pomocí bočních knoflíků nastavte výšku rukojetí;
- Odšroubujte knoflík, nastavte rukojeť do požadované výšky, otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček ji opět zajistěte a dobře utáhněte;
- Zopakujte tuto operaci pro druhou rukojeť a ujistěte se, že jsou obě rukojeti umístěny ve stejné výšce.

9. NÁVOD K MONTÁŽI, FUNKCE A NASTAVENÍ
9.1 RP690B

- Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je vozík poškozen, obraťte se na nejbližšího prodejce;
- Roller otevřete zatažením za přední část a zároveň pákou za zadní nohy;
- Zatlačte sedadlo dolů, dokud bezpečnostní zařízení nezajistí příčník rámu zadního kola;
- Zasuňte trubky rukojeti do rámu a zajišťovací knoflíky do příslušných otvorů;
- Otáčejte aretačními knoflíky, dokud pevně nezachytí trubky rukojeti;
- Přidejte plastový podnos nad sedadlo;
- Přidejte přední koš tak, že jej zaháknete za dva kolíky pod sedadlem.

9.2 RP685B

- Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. pokud je vozík poškozen, obraťte se na nejbližšího prodejce;
- Otevřete kolečkové křeslo tak, že vysunete obě části zadního rámu, dokud není zajišťovací zařízení zcela vodorovně;
- Zasuňte trubky rukojeti do rámu a zajišťovací knoflíky do příslušných otvorů;
- Otáčejte aretačními knoflíky, dokud pevně nezachytí trubky rukojeti;
- Přidejte přední koš tak, že jej zaháknete za dva kolíky ve výšce zajišťovacích knoflíků;

- Přes koš přidejte plastovou vaničku/kryt;
- Pomocí bočních knoflíků nastavte výšku rukojeti;
- Odšroubujte knoflík a šroub zcela vyjměte;
- Umístěte rukojeť do požadované výšky otvoru a znovu zašroubujte šroub;
- Utáhněte knoflík a šroub pro zajištění rukojeti;
- Zopakujte tuto operaci pro druhou rukojeť a ujistěte se, že jsou obě rukojeti umístěny ve stejné výšce.

9.3 RP513

- Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je vozík poškozen, obraťte se na nejbližšího prodejce;
- Roller otevřete zatažením za přední část a zároveň pákou za zadní nohy.
- Vložte trubky rukojeti do rámu. Otáčejte zajišťovacími knoflíky, dokud se nezajistí.
- Pomocí bočních knoflíků nastavte výšku rukojetí. Odšroubujte knoflík, nastavte rukojeť do požadované výšky, otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček ji opět zajistěte a dobře utáhněte. Zopakujte to i u druhé rukojeti a ujistěte se, že jsou obě rukojeti umístěny ve stejné výšce.
- Zavírání: Pákou zatáhněte boční tyče a přitáhněte přední část vozíku zpět.
- Úložná taška je připevněna k rámu vozíku pomocí klipů.
- Před usednutím postavte vozík na rovný, pevný povrch a zabrzděte. Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečná a že je rotoped ve stabilní poloze.

9.4 RP520

- Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je vozík poškozen, obraťte se na nejbližšího prodejce.
- Roller otevřete zatažením za přední část a zároveň pákou za zadní nohy.
- Vložte trubky rukojeti do rámu. Otáčejte zajišťovacími knoflíky, dokud se nezajistí.
- Pomocí bočních knoflíků nastavte výšku rukojetí.
- Odšroubujte a vytáhněte knoflík, umístěte rukojeť do požadované výšky, nasadte a otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček ji opět zajistěte a dobře utáhněte. Operaci zopakujte i u druhé rukojeti a ujistěte se, že jsou obě rukojeti umístěny ve stejné výšce.
- Zavírání: Pákou zatáhněte boční tyče a přitáhněte přední část vozíku zpět.
- Úložný koš je zavěšen na rámu vozíku.
- Před usednutím postavte vozík na rovný, pevný povrch a zabrzděte. Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečná a že je rotoped ve stabilní poloze.

9.5 RP691

- Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je vozík poškozen, obraťte se na nejbližšího prodejce;
- Roller otevřete zatažením za přední část a zároveň pákou za zadní nohy;
- Zasuňte trubky protipřirhybových podpěr do rámu. Otáčejte zajišťovacími knoflíky, dokud se nezajistí.
- Pomocí bočních knoflíků nastavte výšku antibrachiálních podpěr. Odšroubujte knoflík, umístěte podpěru do požadované výšky, otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček ji opět zajistěte a dobře utáhněte. Operaci zopakujte i u druhé podpěry a ujistěte se, že jsou obě podpěry umístěny ve stejné výšce.
- Zavírání: Pákou zatáhněte boční tyče a přitáhněte přední část vozíku zpět.
- Zásobník slouží pouze k odkládání malých předmětů.
- Úložný koš je zavěšen na rámu vozíku.
- Úložná taška je připevněna k rámu vozíku pomocí klipů.
- Před usednutím postavte vozík na rovný, pevný povrch a zabrzděte.
- Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečně zajištěna a že je vozík v jedné poloze.

**POZOR!**

Dbejte na to, aby řídítka byla v jedné linii se směrem pohybu vozíku. Pokud řídítka nezůstanou v přímce, hrozí, že se rotoped převrátí nebo ztratí stabilitu, zejména při silnějším tlačení.

9.6 Uzávěr pro rolátor

Vyjměte koš a plastovou vaničku (pokud je k dispozici).

RP690B

Zatlačte na páčku zajišťovacího zařízení tak, aby se uvolnila příčka rámu. Zatlačte zadní kola směrem k předním kolům, dokud se vozík zcela nezavře.

RP685B

Zatáhněte za páčku zajišťovacího zařízení směrem nahoru a zatlačte zadní rám dovnitř, dokud se kolečkové křeslo zcela nezavře.

9.7 Úložný koš

Úložný koš je zavěšen na rámu vozíku.

**POZOR!**

Koš používejte pouze na drobné předměty. Koš nepřetěžujte, aby nedošlo k nevyvážení a nebezpečí převrácení.

9.8 Zásobník

Zásobník slouží pouze k odkládání malých předmětů.

**POZOR!**

Na podnos nepokládejte horké, těžké nebo ostré předměty. Chcete-li připevnit vaničku k rámu, zasuňte držáky na zadní straně vaničky do otvorů na sedadle.

9.9 Spodní úložný regál (RP690B)

Spodní úložný regál je k rámu vozíku připevněn plastovými háčky.

**POZOR!**

Maximální nosnost 5 kg. Nosič nepřetěžujte, abyste předešli riziku nevyvážení a převrácení.

9.10 Úložná taška (RP685B)

Úložná taška je připevněna k rámu vozíku pomocí klipů.

**POZOR!**

Maximální nosnost tašky 5 kg. Tašku nepřetěžujte, abyste předešli riziku nevyvážení a převrácení.

9.11 Sedadlo (RP690B)

Před usednutím postavte vozík na rovný, pevný povrch a zabrzděte. Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečná a že je rotoped ve stabilní poloze.

**POZOR!**

Posaďte se tak, abyste rozložili váhu na celé sedadlo. Nesedějte si tak, že budete tláčit pouze na jednu stranu.

10. ZPŮSOB POUŽITÍ

- Začněte tlačit ve stoje s oběma rukama na rukojetích;
- Před použitím rolátoru se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli nebezpečí uklouznutí;
- Chodte vzpřímeně a dívejte se dopředu, ne dolů;
- Netlačte vozík příliš daleko od těla, mohlo by dojít k pádu a nedostatečnému zatížení;
- Nepoužívejte kolečkové křeslo ke zdolávání schodů vyšších než 20 mm;
- Při použití ve venkovním prostředí by se měla upřednostňovat dlažba řádně připravená v souladu s bezbariérovými předpisy.

11. BRZDY

Správná funkce brzd závisí na opotřebením a znečištění kol. Před každým použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

11.1 Použití brzdy

Chcete-li vozík zabrzdit, zatáhněte prsty za brzdové páky směrem nahoru, dokud se vozík nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu rollatoru, uvolněte brzdové páky.

11.2 Blokování brzd (parkovací brzda)

Stiskněte brzdové páčky dlaní, až uslyšíte "cvaknutí", kola jsou zablokována. Zvedněte brzdové rukojeti a uvolněte je z polohy "stop".

U vozíku RP691 zatlačte brzdové páky prsty dopředu, když uslyšíte "cvaknutí", kola jsou zablokována. Zatáhněte za brzdové páky, abyste je uvolnili.



POZOR!

Pokud uživatel stojí, musí být brzdy zablokovány.

11.3 Odemykání kol

Zatáhněte za obě brzdové páky, dokud se neodemknou.

12. ÚDRŽBA

Přístroje řady MOPEDIA by Moretti S.p.A. jsou při uvedení na trh pečlivě kontrolovány a označeny značkou CE. V zájmu bezpečnosti pacienta a lékaře doporučujeme, abyste si nechali zkontrolovat vhodnost svého rolovacího vozíku výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. V případě oprav by měly být použity pouze originální náhradní díly a příslušenství. Životnost výrobku závisí na jeho používání, údržbě, skladování a čištění.

13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

13.1 Čištění

K čištění výrobku používejte pouze hadřík namočený ve vodě a osušte ho čistým, suchým hadříkem nebo teplou vodou a jemným mýdlem. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou zhoršit povrch výrobku, nebo chemických žravin použitých při čištění.

13.2 Dezinfekce

V případě potřeby výrobek vydezinfikujte pomocí jemného dezinfekčního prostředku.



POZOR! Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových dílů a rezavění kovových povrchů.

14. PÉČE O KOLA

1. Kola čistíte vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem.
2. Kola pravidelně promazávejte.











15. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE 

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Doporučujeme likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI
DYONE

Kód produktu	RP690B
Sezení	38x16x2 cm
Struktura	Ocel










Rozměry a hmotnosti

ROZMĚRY V CM										
RP690B	69	77 98	59 sezení 61 nad zásobníkem	58	44	58x24x67 (bez rukojeti)	9,5	20	20	136

CRYO

Kód produktu	RP685B
Sezení	-
Struktura	Ocel











Rozměry a hmotnosti

Opatření v CM			-							
RP685B	57	83 98	-	63	24,5	64x28x71 (bez rukojeti)	6,9	20	20	136

ATLAS MINI

Kód produktu	RP513
Sezení	31x31 cm
Struktura	Hliník











Rozměry a hmotnosti

ROZMĚRY V CM										
RP513	64	71 84	50	54	45	55x25x85	5,9	15	15	100 kg

Řada ATLAS

Kód produktu	RP520
Sezení	36x39 cm
Struktura	Hliník









Rozměry a hmotnosti

ROZMĚRY V CM										
RP520	68	80 93	56	61	46	26	8,5	20	20	Maximální tlíčka průběh 136 kg

ERA

Kód produktu	RP691
Sezení	38x16
Struktura	Ocel

Rozměry a hmotnosti

MĚŘENÍ IN CM										
RP691	6498-120		61	60	44	31	10 Kg	20	20	Maximální tlíčka průběh 136 Kg

17. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

18. OPRAVY

18.1 Záruční oprava

Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společností Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

18.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, je poskytována záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem, kdy



obdržíte opravený výrobek.

18.3 Nebezpečné výrobky

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

19. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MORETTI je poskytována záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí náhradního dílu.

20. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.





**ZÁRUČNÍ LISTINA****Produkt** _____**Zakoupeno dne** _____**Prodejce** _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:**info@morettispa.com MADE IN P.R.C.**
