





Návod k použití

MAXX 250 GREENLINE

Masivní matrace pro terapii dekubitů
Před použitím systému si pozorně přečtete návod k použití a dodržujte **varování!**

Jméno výrobku	MAXX 250 GREENLINE
rozsah dodávky	<ul style="list-style-type: none">• Masivní matrace pro léčbu dekubitů s pěnovým jádrem• PU potah (snímatelný pomocí zipu)•  Návod k použití (V04), další jazyky návodu k použití naleznete zde: manuals.funke-medical.eu
Indikace / oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">• Profylaxe dekubitů• Dekubitová terapie do 4. stupně (Seiler / EPUAP)• Ovládnutí bolesti• U pacientů s velmi vysokým rizikem dekubitů
Kontraindikace	Neznámý
Přípustná hmotnost/výška pacienta min - max.	0-250 kg
materiál	<ul style="list-style-type: none">• Jádro: PU pěna (ECOLAST®)• Obal: nosný materiál PES potažený PU
Rozměry	Šířka: 90 - 140 cm; Délka: 190 - 200cm; Výška: 18 cm
Hmotnost produktu	Přibližně 10 kg (90/190) Přibližně 10 kg (90/200) Přibližně 11 kg (100/190) Přibližně 12 kg (100/200) Přibližně 14 kg (120/200) Přibližně 16 kg (140/200)
Číslo podpory (podle § 139 SGB V)	11.29.05.0063
Zdravotnické zařízení	Třída 1, MDR 2017/745  
Technická bezpečnost / nehořlavost	Zkoušení odolnosti proti plameni podle DIN EN 597 I + II, BS 7175 s 3 betlém 5, BS 7177
Zkoušky toxikologické bezpečnosti / biokompatibility	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Varovná upozornění	<ul style="list-style-type: none">• Před prvním použitím je nutné provést přípravu systému pro první použití (viz "Příprava systému k použití").• Vhodné pro polohovatelné lehací plochy• Horní okraj postranic minimálně 22 cm nad nezatíženým horním okrajem matrace
záruka	7 let na funkční vlastnosti pěnového jádra (pro rata záruka)
údržba	Ne
Pokyny k čištění (potah matrace)	<ol style="list-style-type: none">1. V zásadě může uživatel/prodejce čistit kryt na vlastní nebezpečí. Lze čistit buď otřením komerčně dostupnými dezinfekčními prostředky vyrobenými z isopropanolu (např. Bacillol) nebo jinými vhodnými produkty uvedenými na DGHM (např. ECOLAB čisticí hadřík Incidin OxyWipe S XL). Dezinfekce otřením chlórem (max. 5000 ppm) je možná. Po dezinfekci otřete vlhkým hadříkem (čistou vodou). Je možné chemicko-tepelné čištění.2. Alternativní čištění v institucích: Kryt lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pak reference připravena k opětovné aplikaci. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s národními předpisy. 
Pokyny k čištění (jádro)	<ol style="list-style-type: none">1. V zásadě může pěnové jádro čistit uživatel/prodejce na vlastní odpovědnost. Pěnové jádro bez krytu lze čistit běžně dostupnými čisticími prostředky. Toho lze dosáhnout namočením kontaminovaného místa nebo postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. Bacillol nebo ECOLAB pěnový sprej Incidin OxyFoam S složený z peroxidu vodíku). Poté musí být pěnové jádro vysušeno na vzduchu.2. Alternativní čištění v rámci institucí: Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pěnové jádro připraveno k opětovné aplikaci. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s národními předpisy.
Připravte systém k použití	<ol style="list-style-type: none">1. Výrobek je určen a vhodný pro domácí a institucionální použití.2. Vyjměte matraci z krabice ihned po obdržení.3. Vložte matraci do postele.4. Všimněte si potisku na horní straně matrace „THIS SIDE UP“.

RKI = Institut Roberta Kocha; DHGM = Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii; Autoklávování = frakcionovaný vakuový proces při 105 stupních C a 55 minutách

 **Výrobci ve smyslu MDR 2017/745**

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 13.06.2023 09:40