



MOPEDIA®

MA RP14x_RP15x 01 A_03-2014

NÁVOD K POUŽITÍ VYCHÁZKOVÝCH HOLÍ

INDEX

1. ÚVOD	Strana 3
2. URČENÉ POUŽITÍ	Strana 3
3. CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Strana 3
4. OBECNÁ VAROVÁNÍ	Strana 3
5. OBECNÝ POPIS	Strana 4
5.1 Kódy skládacích hliníkových tyčí	Strana 4
5.2 Kódy pro výškově nastavitelné hliníkové tyče	Strana 4
5.3 Nastavení výšky	Strana 4
6. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	Strana 4
7. UPOZORNĚNÍ P R O POUŽITÍ	Strana 4
8. JAK POUŽÍVAT	Strana 5
9. ÚDRŽBA	Strana 5
10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	Strana 5
10.1 Čištění	Strana 5
10.2 Dezinfekce	Strana 5
11. PODMÍNKY LIKVIDACE	Strana 5
11.1 Obecné podmínky likvidace	Strana 5
12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Strana 6
12.1 Hliníkové skládací tyče.....	Strana 6
12.2 Výškově nastavitelné hliníkové tyče	Strana 6
12.3 Náhradní díly.....	Strana 6
13. ZÁRUKA	Strana 7
13.1 Opravy	Strana.7
13.2 Náhradní díly	Strana 7
13.3 Ustanovení o výjimkách	Strana.7

Zdravotnický prostředek třídy I

Legislativní nařízení č. 46 ze dne 24. 2. 1997, kterým se provádí směrnice EHS 93/42 a následné změny

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hůl z řady **MOPEDIA** od společnosti Moretti S.p.A. Hole Moretti jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tato příručka obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybrané pomůcky a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme vám, abyste si před použitím zařízení pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

2. Zamýšlené použití

Trojnožky a čtyřnožky Moretti jsou jednoramenné pomůcky vhodné pro podporu a/nebo pomoc při pohybu osob s potížemi při chůzi.



- Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo v důsledku použití jiného, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

3. ES prohlášení o shodě

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyrobený a uvedený na trh samotnou společností Moretti S.p.A. je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a jejími pozdějšími změnami. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Tyto přístroje splňují základní požadavky přílohy I směrnice 93/42/EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Dotyčná **zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.**
3. Tyto přístroje **NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.**
4. Tyto přístroje jsou uváděny na trh v obalech **NON-STERILE.**
5. Dotyčná zařízení je třeba považovat za zařízení třídy I.
6. **Není** dovoleno používat a/nebo instalovat tato zařízení mimo účel použití společnosti Moretti S.p.A.
7. Společnost Moretti S.p.A. uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu se směrnicí 93/42/EHS a následnými změnami.

4. Obecná varování

- Správné používání přístroje je popsáno v této příručce.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Zkontrolujte, zda je výrobek dodán nepoškozený a zda je zabalen mimo dosah zdrojů tepla.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.

5. Obecný popis

5.1 Kódy skládacích hliníkových holí

RP145BC Hliníková skládací tyč s T-rukojetí - barva bronzová

RP145NC Hliníková skládací tyč s T-rukojetí - barva černá

RP145NL Hliníková skládací tyč s T-rukojetí (82 - 92 cm) - barva černá

RP159. Hliníková skládací tyč s T-rukojetí - dámský model

5.2 Výškově nastavitelné hliníkové tyče

RP146 Výškově nastavitelná hliníková tyč T-rukojeť - černá

RP147 Výškově nastavitelná hliníková tyč T-rukojeť - černá

RP148 Výškově nastavitelná hliníková tyč T-rukojeť - černá

RP149 Výškově nastavitelná hliníková tyč s plastovou T-rukojetí - barva černá

RP150 Výškově nastavitelná hliníková tyč s ergonomickou rukojetí

RP151 Výškově nastavitelná hliníková tyč s ergonomickou rukojetí pro deštník

RP152 Výškově nastavitelná hliníková hůl s pěnovou rukojetí

RP153D Výškově nastavitelná hliníková vycházková hůl s anatomickou rukojetí pro praváky

RP153S Výškově nastavitelná hliníková vycházková hůl s anatomickou levou rukojetí

RP154 Výškově nastavitelná hliníková tyč s T-rukojetí, stříbrná

RP156 Výškově nastavitelná hliníková tyč s T-rukojetí, mahagonový povrch

RP157 Výškově nastavitelná hliníková hůl s T-rukojetí, povrchová úprava dřevo

RP158 Výškově nastavitelná hliníková hůl, dámský model

Hole **MOPEDIA jsou vyrobeny** z lehkého eloxovaného hliníku, mají dřevěnou, plastovou nebo houbovou rukojeť a protiskluzovou gumovou špičku. Výška je nastavitelná po 2,5 cm. Výše uvedené pomůcky jsou užitečné pro zajištění bezpečné opory a jistoty. Hole také usnadňují stání a chůzi. Podporují odlehčení dolních segmentů těla, stabilizují osobu při problémech s rovnováhou a podporují ji při silových problémech.

5.3 Nastavení výšky

Stiskněte držák a vytáhněte vnitřní trubici tak, aby odpovídala otvorům podle požadované výšky a subjektivní ovladatelnosti pacienta. Přemístěním západky nad otvor zajistíte trubičku a ujistěte se, že zátky zcela pronikla do otvoru. Maximální nosná hmotnost 100 kg u skládacích modelů, 110 kg u všech ostatních.

6. Před každým použitím

- Vždy zkontrolujte stav opotřebenosti dílů, abyste se ujistili, že zařízení lze používat zcela bezpečně pro osoby a majetek.
- Zkontrolujte správné zasunutí tlačítka do otvoru a sestavení zařízení.

7. Upozornění pro použití

- Na mokřím a kluzkém povrchu používejte s opatrností.
- Nepřekračujte maximální hmotnost pacienta uvedenou na štítku výrobku a v kapitole o specifikacích této příručky.
- Nenechávejte přístroj delší dobu venku a v kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu a robustnost výrobku a stav podpěrného hrotu. V případě opotřebenosti ji vyměňte.
- V případě pochybností o použití, nastavení nebo údržbě výrobku,

kontaktovat prodejce

- Abyste předešli jakýmkoli rizikům, uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

8. Způsoby použití

Poznámka: Viz bezpečnostní upozornění v tomto návodu k použití.

Použití hole se liší případ od případu. To vyžaduje minimální školení specializovaného personálu s ohledem na typ kroku, který je třeba udělat, nebo typ opory. Ošetřovatel se při péči o pacienta vždy staví na slabší nebo nemocnější stranu těla.

9. Údržba

Přístroje řady **MOPEDIA** by Moretti jsou při uvedení na trh pečlivě kontrolovány a označeny značkou CE. V zájmu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje nechat si zkontrolovat vhodnost použití výrobku výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. Pravidelnou kontrolou se rozumí kontrola následujících částí:

- Struktura hole
- Zkontrolujte opotřebení hrotů, pokud jsou přítomny

Při opravách se smí používat pouze originální náhradní díly a příslušenství.

10. Čištění a dezinfekce

10.1 Čištění

K odstranění prachu používejte pouze vlhký hadřík, k odstranění obtížnějších nečistot použijte vlhký hadřík s jemným mýdlem. Před použitím dobře osušte. Používejte vodu o teplotě nepřesahující 30 °C. Nepoužívejte pračky s proudem vody a/nebo páry.

10.2 Dezinfekce

Pokud je nutné výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.

N.B. Rozhodně ne použijte kyselý nebo zásaditý produkty nebo rozpouštědla, jako je aceton nebo ředidlo.

11. Podmínky likvidace

11.1 Obecné podmínky likvidace



Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro likvidaci pevného komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

12. Technické specifikace

12.1 Skládací hliníkové tyče

Kódy	Maximální průtok	Nastavitelná výška	Rukojeť	Struktura
RP145BC	100 kg	77,5 až 87,5 cm	ve tvaru T ze dřeva	Eloxovaný hliník
RP145NC	100 kg	77,5 až 87,5 cm	ve tvaru T ze dřeva	Eloxovaný hliník
RP145NL	100 kg	Od 82,5 do 92,5 cm	ve tvaru T ze dřeva	Eloxovaný hliník
RP159	100 kg	77,5 až 87,5 cm	Dřevěné T	Eloxovaný hliník

12.2 Výškově nastavitelné hliníkové tyče

Kódy	Maximální průtok	Nastavitelná výška	Rukojeť	Struktura
RP146	110 kg	77,5 až 100 cm	ve tvaru T ze dřeva	Eloxovaný hliník
RP147	110 kg	77,5 až 100 cm	Dřevěné T	Eloxovaný hliník
RP148	110 kg	77,5 až 100 cm	Dřevěné T	Eloxovaný hliník
RP149	110 kg	77,5 až 100 cm	Plastové T	Eloxovaný hliník
RP150	110 kg	77,5 až 100 cm	Ergonomické	Eloxovaný hliník
RP151	110 kg	77,5 až 100 cm	Deštník	Eloxovaný hliník
RP152	110 kg	77,5 až 100 cm	V houbě	Eloxovaný hliník
RP153D	110 kg	77,5 až 100 cm	Anatomické právo	Eloxovaný hliník
RP153S	110 kg	77,5 až 100 cm	Anatomická levice	Eloxovaný hliník
RP154	110 kg	77,5 až 100 cm	Stříbrná povrchová úprava A T	Eloxovaný hliník
RP156	110 kg	77,5 až 100 cm	mahagonový povrch ve tvaru T	Eloxovaný hliník
RP157	110 kg	77,5 až 100 cm	Povrchová úprava dřeva T	Eloxovaný hliník
RP158	110 kg	77,5 až 100 cm	Dámský dřevěný model s povrchovou úpravou T	Eloxovaný hliník

12.3 Náhradní díly

RV7029 (2ks)



Hnědé měkké gumové krytky prstů
Ø 18

RV7028 (2ks)



Černé měkké gumové návleky na nohy
mmØ 18 mm

13. Záruka

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití.

Společnost Moretti neodpovídá za žádné škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání. Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, poškození způsobené problémy s napájením (v příslušných případech), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

13.1 Opravy

Záruční oprava V případě, že se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení výrobek vyměnit nebo opravit v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve vlastních prostorách. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodukuje.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka Výrobek, na který se nevztahuje záruka, můžete vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravený výrobek přijat.

Nevalné výrobky Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

13.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne obdržení náhradního dílu.

13.3 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona.

Některé státy nebo země nepovolují omezení trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s produkty, u nichž

spotřebitelů. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určité výjimky nebo omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LISTINA

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.