

MOPEDIA®

NÁVOD K POUŽITÍ

STOLKY

INDEX

1.	ÚVOD	strana.3
2.	POUŽITÍ	strana.3
3.	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	strana.3
	3.1 Referenční normy	strana.4
4.	VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ.....	strana.4
5.	OBECNÝ POPIS	strana.4
	5.1 Zobrazení a seznam dílů	strana.4
6.	MONTÁŽ/DEMONTÁŽ.....	strana.5
	6.1 Montáž	strana.5
	6.2 Demontáž	strana.6
7.	PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	strana.6
8.	UPOZORNĚNÍ P R O POUŽITÍ	strana.6
9.	ZPŮSOBY POUŽITÍ	strana.7
10.	ÚDRŽBA	strana.7
11.	ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	strana.7
	11.1 Čištění	strana.7
	11.2 Dezinfekce	strana.7
12.	VŠEOBECNÉ PODMÍNKY	strana.8
13.	NÁHRADNÍ DÍLY	strana.8
14.	TECHNICKÉ VLASTNOSTI	strana.8
	14.1 Rozměry	strana.8
	14.2 Technické specifikace.....	strana.8
15.	ZÁRUKA	strana.9
16.	OPRAVY	strana.9
17.	NÁHRADNÍ DÍLY	strana.9
18.	VÝJIMEČNÉ DOLOŽKY.....	strana.10

CE

Zdravotnický prostředek třídy I

Legislativní nařízení č. 46 ze dne 24. 2. 1997, kterým se provádí směrnice EHS 93/42 a následné změny

RS988X - Stůl přes postel se sklopnými nohami

RS990X - Stůl přes postel se sklopnými nohami, polohovatelný do 3 poloh

RS992X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, ruční regulace

RS997X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, automatická regulace

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali podnos na postel z řady **MOPEDIA by Moretti**. Vaničky na lůžko **MOPEDIA by Moretti** jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybraného příslušenství a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme vám, abyste si před použitím zakoupeného stolku na lůžko pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

2. URČENÉ POUŽITÍ

Podnosy **MOPEDIA** na lůžko jsou primárně určeny pro osoby s pohybovými obtížemi, především pro osoby upoutané na lůžko, které jídlo konzumují v posteli nebo v křesle. Jsou univerzálně použitelné v nemocničním i domácím prostředí.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda výrobek nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.



- Je zakázáno používat následující zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo v důsledku použití jiného, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

3. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyrobený a uvedený na trh samotnou společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny Bed Tray je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a jejich následných změn. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují základní požadavky přílohy I směrnice 93/42/EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Úplný seznam těchto zařízení je uveden v příloze A prohlášení.
3. Dotčená zařízení NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.

4. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
 5. Tyto přístroje jsou uváděny na trh v obalech NON-STERILE.
 6. Dotyčná zařízení je třeba považovat za zařízení třídy I.
 7. Není dovoleno používat a/nebo instalovat dotyčná zařízení mimo účel použití společnosti Moretti S.p.A.
 8. Společnost Moretti S.p.A. uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu se směrnicí 93/42/EHS a následnými změnami.
- 3.1 Referenční normy a směrnice**
Bezpečnostní zkoušky předepsané normou UNI EN 12182:2001

4. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ



Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění osob.

- Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod k obsluze.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Nepřekračujte maximální přípustné zatížení

5. OBECNÝ POPIS

5.1 Zobrazení a seznam dílů

RS988X - Stůl přes postel se sklopnými nožičkami



RS990X - Stůl přes postel se sklopnými nohama, polohovatelný do 3 poloh



RS992X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, ruční regulace

- A. Velký šroub - 2ks
- B. Malý šroub - 2ks
- C. Půlkruh na malém stole - 1 ks
- D. Perforovaná deska - 1 ks
- E. Velký stůl - 1 ks
- F. Základna - 1 ks
- G. Otočná kolečka - 4ks
- H. Sloupek - 1 ks

RS997X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, automatická regulace


- A. Velký šroub - 2ks
- B. Malý šroub - 1 ks
- C. Sloupek - 1 ks
- D. Perforovaná deska - 1 ks
- E. Základna - 1 ks
- F. Otočná kolečka - 4ks

6. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

6.1 Montáž

RS992X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, ruční regulace

1. Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda obsah odpovídá popisu dílů v této příručce. Namontujte 4 kolečka na základnu.
2. Sloupek připevněte pomocí děrované desky (č. D) a dvou velkých šroubů (č. A).
3. Namontujte malou desku pomocí malých šroubů (viz B).
4. Zámek s imbusovým klíčem.
5. Velkou horní část namontujte tak, že ji vložíte do vyčnívající trubky malé horní části, aniž byste obě horní části spojili.
6. Vložte pružinu knoflíku (č. C) mezi oba půlkruhy.
7. Přiložte desky k sobě, vložte zajišťovací šroub a zajistěte je knoflíkem.



8. Nyní je zásobník na lůžko připraven k použití.



RS997X - Stůl na kolečkách, lakovaný ocelový rám, automatické zvedání



Před bodem "3" neodstraňujte bezpečnostní šroub na sloupku.

POZOR!

1. Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda obsah odpovídá popisu dílů v této příručce.

Namontujte 4 kola základny.

2. Namontujte sloupek pomocí perforované desky (obr. D) dvěma velkými šrouby (obr. A) a zajistěte je imbusovým klíčem.

3. Vrchní část namontujte tak, že ji zasunete do vyčnívající trubky sloupku.

4. Zajistěte horní část pomocí knoflíku. Vyměňte černý šroub (A strana 7), který slouží jako pojistka, a nahraďte jej šroubem, který se nachází uvnitř krytu.

obálka (B s. 7).

5. Zásobník je sestaven.



6.2 Demontáž

• Výše uvedený postup proveďte v opačném pořadí

7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

• Vždy zkontrolujte stav opotřeбенí mechanických částí ve hře, abyste zajistili, že zařízení lze používat v naprosté bezpečnosti pro osoby a majetek.

• Zkontrolujte správné sestavení přístroje a věnujte zvláštní pozornost správnému nasazení a zajištění ručních kol.

8. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

• V žádném případě nepřekračujte maximální přípustnou kapacitu.

• Zajistěte, aby byla nosná podlaha lůžka a lůžka rovnoměrně vyrovnaná.

• Provádění seřizovacích operací bez zatížení

• Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti dobře zajištěny

• Při použití vždy asistujte pacientovi.

9. ZPŮSOB POUŽITÍ

Pečovatel musí polohovat a nastavovat lůžkový stůl s maximální opatrností, aby nedocházelo k náhlým pohybům nebo nebezpečnému kývání. Každý pohyb pacienta musí být kontrolován asistentem.

RS988X a RS990X

Stůl se dodává smontovaný a k jeho umístění stačí pouze vytáhnout dvě nohy.

RS992X

Opětovným utažením knoflíku zajistíte zásobník v požadované výšce. Uvolněním knoflíku (E1) se velký zásobník bude moci volně otáčet do nejpohodlnějšího sklonu. Opětovným utažením knoflíku jej zajistíte v požadovaném sklonu. OBRÁZEK6.

RS997X

Stisknutím páčky C1 se stůl automaticky zvedne. Stisknutím horní desky a současným podržením páčky C1 se deska sníží. Uvolněním páčky C1 se horní deska zablokuje v nejpohodlnější výšce. Uvolněním knoflíku C2 se horní deska uvolní a otočí se do nejpohodlnějšího sklonu. Utáhněte knoflík, abyste zajistili, že je horní deska zablokovaná. Podložka lůžka je nyní připravena k použití.

Odstraňte černý šroub (A), který slouží jako pojistka, a nahraďte jej šroubem uvnitř obálky (B).

10. ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte konstrukci: správné umístění trubek, spojů, upevnění, správné upevnění šroubů a/nebo svorek.

11. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

11.1 Čištění

Použijte hadřík namočený ve vodě nebo roztok vlažné vody a jemného mýdla. Osušte měkkým hadříkem




Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových dílů a rezavění kovových povrchů.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií použitých při čištění.

11.2 Dezinfekce

V případě potřeby výrobek vydezinfikujte pomocí jemného dezinfekčního prostředku.



12. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Doporučujeme likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

13. NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly a příslušenství vždy hledejte v katalogu MORETTI Master. POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORETTI. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEHODY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM.

14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

14.1 Rozměry

RS988X

Výška 24 cm Šířka
60,5 cm Hloubka 39
cm Hmotnost cca
2,5 kg Nosnost cca
5 kg

RS990X

Výška 24 cm Šířka
60,5 cm Hloubka 39
cm Hmotnost cca
3,5 kg Nosnost cca
5 kg

RS992X

Výška 80-120 cm
Šířka malé horní části 20cm Šířka velké
horní části 60,5cm Hloubka 39cm
Hmotnost cca 12 kg
Nosnost cca 20 kg

RS997X

Výška 78-110 cm
Šířka 77 cm Hloubka
39 cm Hmotnost cca
12 kg Nosnost cca
20 kg

Technické specifikace

RS988X - RS990X

- Lakovaný ocelový rám
- Laminátová deska odolná proti poškrábání
- Polypropylenový ochranný okraj
- Nárázuvzdorný a proti průřezu odolný polyethylenový okraj
- Polohovatelná horní deska ve třech polohách (*pouze pro RS990X)
- K dispozici v přírodní nebo hnědé barvě

RS992X - RS997X

- Lakovaný, chromovaný ocelový rám na otočných kolečkách
- Ruční nastavení výšky (*pouze pro RS992X)
- Automatické nastavení výšky pomocí páky (*pouze pro RS997X)
- Laminátová deska odolná proti poškrábání
- Polypropylenový ochranný okraj
- Nárazuvzdorný a proti proříznutí odolný polyetylenový okraj
- Vícepolehová sklápěcí horní deska
- Malá police (*pouze pro RS992X)
- K dispozici v přírodní nebo hnědé barvě

15. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení nebo co by s ním souviselo, pokud by nebyly důsledně dodržovány pokyny uvedené v návodu k instalaci, montáži a používání. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, poškození způsobené problémy s napájením (pokud je to možné), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud poškození vzniklo v důsledku běžného používání výrobku.

16. OPRAVY

-Záruční oprava-

Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společností Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

-Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka.

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společností Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, ode dne přijetí opraveného výrobku.

-Nepoškozené výrobky-

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

17. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne obdržení náhradního dílu.

18. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LISTINA

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

 **MADE IN P.R.C.**

INDEX

1.	ÚVOD	strana 12
2.	URČENÉ POUŽITÍ	str. 12
3.	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	str. 12
	3.1 Referenční normy a pokyny.....	s. 13
4.	VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ.....	strana 13
	5. OBECNÝ POPIS.....	strana 13
	5.1 Zobrazení a seznam součástí	str. 13
	6. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ	str. 14
	6.1 Sestavení	str. 14
	6.2 Demontáž	str. 15
7.	PŘED POUŽITÍM.....	strana 15
8.	PRECAUTIONS FOR USE.....	strana 15
9.	JAK POUŽÍVAT	str. 15
	10. ÚDRŽBA	str. 16
	11. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	str. 16
	11.1 Čištění	str. 16
	11.2 Dezinfekce.....	strana 16
	12. PODMÍNKY DIPOSALU	str. 16
	13. Náhradní díly	str. 16
14.	TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	strana 17
	14.1 Rozměr.....	s. 17
	14.2 Technické specifikace	str. 17
	15. ZÁRUKA	str. 18
	16. OPRAVY	str. 18
	17. Náhradní díly	str. 18
	18. VÝJIMKY	str. 18

CE

Zdravotnický prostředek třídy I
podle směrnice 93/42/EHS a dalších změn

RS988X - Stůl přes postel se sklopnými nohami

RS990X - Stůl přes postel se sklopnými nohami, polohovatelný do 3 poloh

RS992X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, ruční regulace

RS997X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, automatická regulace

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali stůl přes postel z řady MOPEDIA, výrobce MORETTI S.p.A. Jejich design a kvalita jsou zárukou pohodlí, bezpečnosti a spolehlivosti. Stoly na lůžko od společnosti MOPEDIA by MORETTI S.p.A. jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické a správné používání. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení pro správné používání vámi vybraných stolů a nabízí mnoho cenných rad pro vaši bezpečnost. Před použitím stolku na lůžko si prosím pečlivě přečtete návod k obsluze. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže.

2. URČENÉ POUŽITÍ

Podnosy MOPEDIA na lůžko jsou určeny především pro osoby s pohybovými problémy, především pro osoby upoutané na lůžko, u nichž se předpokládá konzumace jídla na lůžku nebo na židli. Jsou však přizpůsobitelné jak v nemocnicích, tak v domácnosti.

POZNÁMKY:

Zkontrolujte, zda výrobek nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození jej nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.P.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

3. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.P.A. tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky vyráběné a prodávané společností Moretti S.p.A. a patřící do řady Overbed table jsou v souladu s platnými ustanoveními směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS a jejími dalšími změnami.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje následující:

1. Dotyčná zařízení splňují základní požadavky přílohy I směrnice 93/42/EHS, jak je stanoveno v příloze VII výše uvedené směrnice.
2. Úplný seznam dotčených zařízení je uveden v příloze A v prohlášení.
3. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ.
4. Dotčené přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.

5. Dotčené přístroje se prodávají v NESTERILNÍM balení.
6. Dotyčná zařízení by měla být považována za zařízení třídy I.
7. NEPOUŽÍVEJTE/NEINSTALUJTE daná zařízení k jinému účelu, než který výslovně uvedla společnost Moretti S.p.A..
8. Společnost Moretti S.p.A. uchovává a předkládá příslušným orgánům dokumentaci potvrzující shodu s nařízením 93/42/EHS a dalšími změnami.

3.1 Odkaz na normy a pokyny

Bezpečnostní zkoušky požadované normou UNI EN 12182

4. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění.
- Správné používání přístroje je popsáno v tomto návodu.
- Správné používání přístroje konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost příslušenství je dána opotřebením dílů, které nelze opravit a/nebo vyměnit.
- Buďte opatrní, když jsou poblíž děti.
- Nepřekračujte maximální užitečné zatížení.

5. OBECNÝ POPIS

5.1 Zobrazení a seznam komponentů

RS988X - Stůl přes postel se sklopnými

no




RS990X - Stůl přes postel se sklopnými nohama, polohovatelný do 3 poloh




RS992X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, ruční regulace

- A. Velký šroub - 2ks
- B. Malý šroub - 2ks
- C. Půlkruhy na malém stole - 1 ks
- D. Perforovaná deska - 1 ks
- E. Velký stůl - 1 ks
- F. Základna - 1 ks
- G. Kolečka - 4ks
- H. Sloupek - 1ks



RS997X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, automatická regulace

- A. Velký šroub - 2ks
- B. Malý šroub - 2ks
- C. Sloupek - 1ks
- D. Perforovaná deska - 1 ks
- E. Základna - 1 ks
- F. Kolečka - 4ks



6. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

6.1 Sestavení stránek

RS992X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, ruční regulace

1. Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda obsah odpovídá popisu dílů v příručce. Sestavte čtyři kolečka.

2. Sestavte sloupek pomocí děrované desky (obr. D), dvou velkých šroubů (obr. A) a zajistíte je velkým imbusovým klíčem.

3. Pomocí imbusového klíče namontujte malý zásobník pomocí malých šroubů (obr. B).

4. Chcete-li sestavit větší zásobník, vložte jej do vyčnívajících trubky zásobníku. Nevkládejte je blíže k sobě.

5. Pružinu rukojeti (obr. C) vložte mezi dva půlkruhy.

6. Přiblížte zásobníky k sobě, vložte zajišťovací šroub a upevněte je pomocí rukojeti.

7. Otáčením rukojeti se velký zásobník může otáčet. Opětovným utahením rukojeti jej zablokuje v požadovaném sklonu.



8. Nyní je stůl nad postelí připraven k použití.



RS997X - Stůl přes postel s kolečky, lakovaný ocelový rám, automatická regulace



Neodstraňujte bezpečnostní šroub před bodem "3".

1. Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda obsah odpovídá popisu dílů v příručce. Sestavte čtyři svorky.
2. Sestavte sloupek pomocí děrované desky (obr. D), dvou velkých šroubů (obr. A) a zajistěte je imbusovým klíčem.
3. Vložte zásobník do vyčnívající trubky sloupu.
4. Pomocí imbusového klíče namontujte zásobník pomocí malého šroubu (obr. B). Odstraňte černý šroub (A str. 16), který funguje jako pojistka, a nahraďte jej šroubem uvnitř sáčku (B str. 16).
5. Nyní je stůl nad postelí připraven k použití.



6.2 Demontáž

- Při demontáži postupujte přesně opačně, než je uvedeno výše.

7. PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav mechanických částí, abyste zajistili jejich naprostou bezpečnost při používání.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno. Zvláštní pozornost věnujte zajištění knoflíků.

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Nepřekračujte maximální nosnost.
- Ujistěte se, že je povrch podlahy, která podpírá stůl nad lůžkem, rovný.
- Seřizovací operace provádějte bez zatížení.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti dobře upevněny.
- Při elevaci vždy asistujte pacientovi.

9. JAK POUŽÍVAT

Asistent musí umístit a nastavit lůžkový stůl s maximální opatrností, aby nedocházelo k náhlým pohybům nebo nebezpečným výkyvům. Asistent musí kontrolovat každý pohyb pacienta.

RS988X a RS990X

Stůl nad postelí je sestaven, stačí vyjmout nohy.

RS992X

Utáhněte rukojeť, abyste zablokovali v požadované výšce. Otáčením rukojeti (E1) se může velký zásobník otáčet. Rukojeť opět utáhněte, aby se zablokovala v požadované poloze.




RS997X

Otáčením rukojeti (C1) se zásobník automaticky zvedne. Zatlačením na zásobník se spustí dolů. Utáhněte páčku, aby se zablokoval v požadované výšce. Otáčením rukojeti (C2) se může zásobník otáčet. Opětovným dotažením páky jej zablokuje v



požadovaném sklonu.



Odstraňte černý šroub (A), který slouží jako pojistka, a nahradte jej šroubem uvnitř sáčku (B).

10. ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte konstrukci: správnou polohu trubek, spojů, háků a úplné dotažení šroubů a/nebo svorek.

11. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

11.1 Čištění

Použijte vlhký hadřík nebo roztok vlažné vody a neutrálního mýdla.



Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, zásady, alkohol, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezavění kovových povrchů.

Výrobní společnost neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

11.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční neutrální prostředek.

12. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím společných komunálních recyklačních oblastí pro předpokládané operace recyklace použitých materiálů.

13. NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly a příslušenství naleznete vždy v hlavním katalogu MORETTI. POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORETTI. MORETTI S.P.A. SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM.

14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

14.1 Rozměr

RS988X

Výška 24 cm

Šířka 60,5 cm

Hloubka 39 cm

Hmotnost cca 2,5 kg

Platební zatížení 5

kg

RS990X

Výška 24 cm

Šířka 60,5 cm

Hloubka 39 cm

Hmotnost cca 3,5

kg Platí zatížení 5

kg

RS992X

Výška 80-120 cm

Malý stůl Šířka 20 cm

Velký stůl Šířka 60,5

cm Hloubka 39 cm

Hmotnost cca 12

kg Platí zatížení

20 kg

RS997X

Výška 78-110 cm

Šířka 77 cm

Hloubka 39 cm

Hmotnost cca 12

kg Platí zatížení

20Kg

14.2 Technické specifikace

RS988X - RS990X

- Lakovaný ocelový rám
- Laminátový stůl odolný proti poškrábání
- Ochranný okraj z polypropylenu
- Protinárazový okraj a okraj odolný proti proříznutí z polyethylenu
- Polohovatelný stůl ve třech polohách (*pouze pro RS990X)
- K dispozici v přírodní nebo hnědé barvě

RS988X - RS990X

- Lakovaný a chromovaný ocelový rám
- Ruční nastavení výšky (*pouze pro RS992X)
- Automatické nastavení výšky pomocí páky (*pouze pro RS997X)
- Laminátový stůl odolný proti poškrábání
- Ochranný okraj z polypropylenu
- Protinárazový okraj a okraj odolný proti proříznutí z polyethylenu

-
- Polohovatelný stůl ve více polohách
 - Malý stolek (*pouze pro RS992X)
 - K dispozici v přírodní nebo hnědé barvě

15. ZÁRUKA

Na každý výrobek Moretti je poskytována záruka po dobu 2 (dvou) LET od data nákupu, s výjimkou níže uvedených omezení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, zneužitím, úpravami výrobku nebo jiným použitím, které není v souladu s návodem k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. Společnost Moretti S.p.A. nenese odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené nesprávnou montáží/nesprávným používáním zařízení, které není v souladu s uživatelskou příručkou. Společnost Moretti neručí za poškození nebo závady svých pro- ductů v následujících případech: živelné pohromy, neautorizovaná údržba nebo opravy, škody způsobené problémy s elektrickým napájením (pokud je poskytováno), použití dílů nebo komponentů, které nebyly poskytnuty společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované opravy, škody způsobené přepravou (odlišnou od originální dodávky společnosti Moretti) nebo nedodržení údržby zařízení podle pokynů v návodu k použití. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebením, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

16. OPRAVA

Záruční oprava

Pokud výrobek Moretti vykazuje během záruční doby vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti S.p.A. společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti S.p.A. může podle svého nezpochybnitelného uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky na prodejním místě společnosti Moretti nebo ve svých vlastních kvalifikovaných kancelářích. Náklady na práci při opravě výrobku mohou jít na vrub společnosti Moretti, pokud se zjistí, že se jedná o záruční opravu. Opravu nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dodání při mimozáruční opravě jdou plně na vrub zákazníka nebo prodejce. Na mimozáruční opravy výrobků je poskytována záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy zákazník obdrží opravený výrobek.

Nepoškozené zařízení

Zákazník je informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku rozhodne, že výrobek není vadný. Výrobek bude zaslán zpět zákazníkovi a veškeré náklady na zpětné doručení jdou na jeho náklady.

17. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne jejich obdržení.

18. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

Kromě toho, co je jasně uvedeno v této záruce a v souladu se zákonem, neposkytuje společnost Moretti S.p.A. svým zákazníkům žádné jiné prohlášení, záruku nebo podmínku, výslovnou nebo implicitní, včetně prohlášení, záruky nebo podmínky prodejnosti, neporušování nebo nezasahování, vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Moretti S.p.A. nezaručuje, že používání výrobků Moretti bude trvalé a bezchybné. Doba trvání případných implicitních záruk, které lze uplatnit v souladu se zákonem, je omezena záruční dobou. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání implicitní záruky, zproštění odpovědnosti nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod souvisejících s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá zproštění odpovědnosti nebo omezení této záruky. Tato záruka může být změněna

bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

Product _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní p r o d e j c e _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno do _____

Adresa _____ Obec/město _____

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com



MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com