





Návod k použití

POSIMED®

Polohovací polštář

Před použitím systému si pozorně přečtete návod k použití a dodržujte **varování!**

Jméno výrobku	POSIMED®
rozsah dodávky	<ul style="list-style-type: none">• Polohovací polštář s PU potahem•  Návod k použití (V06), další jazyky návodu k použití naleznete zde: manuals.funke-medical.eu
Indikace / oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">• Prevence dekubitů• Léčba dekubitů• Terapie bolesti
Kontraindikace	Neznámý
Přípustná hmotnost pacienta min - max.	Vhodné pro všechny hmotnosti pacientů
materiál	<ul style="list-style-type: none">• Náplň: polypropylenové mikrokuličky• Obal: nosný materiál PES potažený PU
Rozměry	Viz štítek na produktu
Hmotnost produktu	Cca 0,2 - 1 kg
Číslo podpory (podle § 139 SGB V)	
Zdravotnické zařízení	Třída 1, MDR 2017/745  
Technická bezpečnost / nehořlavost	Zkoušení odolnosti proti plameni podle DIN EN 597 I + II, BS 7175 s 3 betlém 5, BS 7177
Zkoušky toxikologické bezpečnosti / biokompatibility	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Varovná upozornění	Před prvním použitím musíte systém připravit na první použití (viz „Příprava systému k použití“).
záruka	5 let na funkční vlastnosti (pro rata záruka)
údržba	Ne
Návod na čištění (polštář)	<ol style="list-style-type: none">1. V zásadě může být kryt čištěn uživatelem/prodejcem na vlastní odpovědnost. Lze čistit buď dezinfekcí otřením komerčně dostupnými dezinfekčními prostředky vyrobenými z isopropanolu (např. Bacillo) nebo jinými vhodnými produkty ze seznamu DGHM (např. ECOLAB čisticí hadřík Incidin OxyWipe S XL). Je možná dezinfekce otíráním chlórem (max. 5000 ppm). Po dezinfekci otřete vlhkým hadříkem (čistou vodou).2. Alternativní čištění v rámci institucí: Celý polštář lze znovu zpracovat autoklárováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je polštář připraven k opětovnému použití. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné nečistoty a/nebo jsou viditelné poškození, musí být polštář zlikvidován v souladu s národními předpisy. 
Pokyny k čištění (jádro)	Celý polštář může být znovu zpracován autoklárováním v souladu s pokyny RKI a je tedy připraven k opětovnému použití. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné nečistoty a/nebo jsou viditelné poškození, musí být polštář zlikvidován v souladu s národními předpisy.
Připravte systém k použití	<ol style="list-style-type: none">1. Výrobek je určen a vhodný pro použití v domácích a institucionálních prostorách.2. Vyjměte polštář z krabice.3. Systém je nyní připraven k použití.

Vysvětlění zkratk a piktogramů naleznete zde: funke-medical.de/downloads

 **Výrobci ve smyslu MDR 2017/745**

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 07.03.2024 07:05