




Návod k použití

GELSEAT®

Dekubitový sedací polštář

Před použitím systému si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte **varování!**

Jméno výrobku	GELSEAT®
rozsah dodávky	<ul style="list-style-type: none">• Sedák pro léčbu dekubitů s pěnovým jádrem a integrovanou gelovou podložkou• Síťovaný³ potah (snímatelný pomocí zipu)•  Návod k použití (V07), další jazyky návodu k použití naleznete zde: manuals.funke-medical.eu
Indikace / oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">• Profylaxe dekubitů• Dekubitová terapie do 4. stupně (Seiler / EPUAP)• Ovládnutí bolesti• U pacientů s velmi vysokým rizikem dekubitů
Kontraindikace	Neznámý
Přípustná hmotnost pacienta min - max.	20-120 kg
materiál	<ul style="list-style-type: none">• Jádro: PU pěny (HR / gel)• Kryt: Mesh³, PU nosičový materiál potažený PU, protiskluzová spodní strana• Pás: PU potažený PES nosný materiál s integrovanou gelovou podložkou
Rozměry	Viz štítek na produktu
Hmotnost produktu	Všechny velikosti přibližně 1,6 kg
Číslo podpory (podle § 139 SGB V)	11.39.02.1020
Zdravotnické zařízení	Třída 1, MDR 2017/745 
Technická bezpečnost / nehořlavost	Zkouška zpomalení hoření podle DIN EN 597 I + II
Zkoušky toxikologické bezpečnosti / biokompatibility	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Varovná upozornění	<ul style="list-style-type: none">• Před prvním použitím musí být provedena příprava systému pro první použití (viz "Příprava systému k použití").• Vysvětlení zkratk a piktogramů naleznete zde: funke-medical.de/downloads
záruka	3 roky na funkční vlastnosti pěnového jádra (poměrná záruka)
údržba	Ne
Pokyny k čištění (opasek)	<ol style="list-style-type: none">1. V zásadě může uživatel/prodeje čistit kryt a pás na vlastní odpovědnost. Je možné chemicko-tepelné čištění krytu a pásu pomocí běžných čisticích prostředků pro domácnost.2. Alternativní čištění v rámci institucí: Kryt a pás lze znovu zpracovat autoklárováním v souladu s pokyny RKL. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je kryt připraven k opětovné aplikaci. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, kryt musí být zlikvidován v souladu s národními předpisy. 
Pokyny k čištění (jádro)	<ol style="list-style-type: none">1. V zásadě může pěnové jádro čistit uživatel/prodeje na vlastní odpovědnost. Pěnové jádro bez krytu lze čistit běžně dostupnými prostředky. Toho lze dosáhnout namočením kontaminované oblasti nebo postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. Bacillol nebo ECOLAB pěnový sprej Incidin OxyFoam S sestávající z peroxidu vodíku). Pěnové jádro se pak musí vysušit na vzduchu.2. Alternativní čištění v rámci institucí: Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklárováním v souladu s pokyny RKL. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pěnové jádro připraveno k opětovné aplikaci. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, kryt musí být zlikvidován v souladu s národními předpisy.
Připravte systém k použití	<ol style="list-style-type: none">1. Výrobek je určen a vhodný pro použití v domácích a institucionálních prostorách.2. Vyměte polštář z krabice.3. Zkontrolujte, zda je gelový polštářek ve správné poloze: Otevřete kryt. Ujistěte se, že gelová podložka v pásu leží rovně a není zkroucená. Poté kryt opět zavřete.4. Položte polštář na sedadlo invalidního vozíku nebo sedáku tak, aby rukojěť směřovala dopředu a šipky na ní směřovaly nahoru.

 Výrobci ve smyslu MDR 2017/745

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 30.04.2024 09:44