

Návod k použití

Hyper AIR[®] hybrid

Air Cell Matrace pro terapii dekubitů

Před použitím systému si pozorně přečtete návod k použití a dodržujte **varování!**

Jméno výrobku	Hyper AIR[®] hybrid
rozsah dodávky	<ul style="list-style-type: none">Vzduchová matrace pro terapii dekubitů s pěnovým jádremPU potah (snímatelný na zip) Návod k použití (V12), další jazyky návodu k použití naleznete zde: manuals.funke-medical.eu
Indikace / oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">Profylaxe dekubitůDekubitová terapie do 4. stupně (Seiler / EPUAP)Ovládnutí bolestiU pacientů s velmi vysokým rizikem dekubitů
Kontraindikace	Neznámý
Přípustná hmotnost/výška pacienta min - max.	0-250 kg
materiál	<ul style="list-style-type: none">Jádro: PU pěny (HR/Gel/Visco/ECOLAST®)Vzduchové buňky: PU fólie, PU pěnaObal: nosný materiál PES potažený PU
Rozměry	Šířka: 90 - 120 cm; Délka: 190 - 200cm; Výška: 16 cm
Hmotnost produktu	Cca 12 kg (90/190 cm), cca 13 kg (90/200 cm), cca 14 kg (100/200 cm), cca 16 kg (120/200 cm)
Číslo podpory (podle § 139 SGB V)	29.11.09.0005
Zdravotnické zařízení	Třída 1, MDR 2017/745  
Technická bezpečnost / nehořlavost	Zkoušení odolnosti proti plameni podle DIN EN 597 I + II, BS 7175 s 3 betlém 5, BS 7177
Zkoušky toxikologické bezpečnosti / biokompatibility	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Varovná upozornění	<ul style="list-style-type: none">Před prvním použitím je nutné provést přípravu systému pro první použití (viz "Příprava systému k použití").Vhodné pro polohovatelné lehací plochyHorní okraj postranic minimálně 22 cm nad nezátíženým horním okrajem matrace
záruka	5 let na funkční vlastnosti pěnového jádra (pro rata záruka)
údržba	Ne
Pokyny k čištění (potah matrace)	<ol style="list-style-type: none">V zásadě může uživatel/prodeječ čistit kryt na vlastní nebezpečí. Lze čistit buď otřením komerčně dostupnými dezinfekčními prostředky vyrobenými z isopropanolu (např. Bacillol) nebo jinými vhodnými produkty uvedenými na DGHM (např. ECOLAB čisticí hadřík Incidin OxyWipe S XL). Dezinfekce otřením chlórem (max. 5000 ppm) je možná. Po dezinfekci otřete vlhkým hadříkem (čistou vodou). Je možné chemicko-tepelné čištění.Alternativní čištění v institucích: Kryt lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pak reference připravena k opětovné aplikaci. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, kryt musí být zlikvidován v souladu s národními předpisy  <p>Při sejmutí krytu je třeba dbát na následující:</p> <ol style="list-style-type: none">Sklopte ochranný kryt nahoru.Rozepněte zip dokola.Ventil na přední straně (hlavě) matrace je nutné opatrně prostrčit otvorem v potahu. Teprve poté lze kryt zcela sejmut.
Pokyny k čištění (jádro)	<ol style="list-style-type: none">V zásadě může pěnové jádro čistit uživatel/prodeječ na vlastní odpovědnost. Pěnové jádro bez krytu lze čistit běžně dostupnými čisticími prostředky. Toho lze dosáhnout namočením kontaminovaného místa nebo postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. Bacillol nebo ECOLAB pěnový sprej Incidin OxyFoam S složený z peroxidu vodíku). Poté musí být pěnové jádro vysušeno na vzduchu.Alternativní čištění v rámci institucí: Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pěnové jádro připraveno k opětovné aplikaci. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s národními předpisy.
Připravte systém k použití	<ol style="list-style-type: none">Výrobek je určen a vhodný pro domácí a institucionální použití.Vyjměte matraci z krabice ihned po obdržení.Vložte matraci do postele. Všimněte si potisku na horní straně matrace "THIS SIDE UP" - ventil musí být na čelu postele.Otevřete ventil tahem a počkejte cca 5 minut, než se vzduchové články samy nafouknou. Poté ventil uzavřete stisknutím.Položte pacienta na matraci. Jemně otevřete ventil zatažením za závěr, aby mohl uniknout vzduch, a zároveň proveďte prstový test: dejte ruku pod hýždě. Optimálního komfortu při ležení je dosaženo, když je možný pouze malý pohyb prstu 1 - 2,5 cm. Zavřete ventil opět stisknutím závěru.Doporučuje se každodenní kontrola správného naplnění vzduchových komor, může být nutné seřízení.

RKI = Institut Roberta Kocha; DGHM = Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii; Autoklávování = frakcionovaný vakuový proces při 105 stupních C a 55 minutách

 Výrobci ve smyslu MDR 2017/745

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 13.06.2023 10:45