



**MOPEDIA®**

**POLOHOVACÍ KŘESLA**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

---

## INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA 3
3. URČENÉ POUŽITÍ .....	STRANA 4
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	STRANA 4
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	STRANA 4
6. POUŽITÉ SYMBOLY.....	STRANA 5
7. OBECNÝ POPIS .....	STRANA 6
71 Zobrazení a seznam dílů .....	strana 6
8. MONTÁŽ.....	STRANA 6
81 Montáž pro všechny modely (kromě modelu PO403-xx Chloe) .....	strana. 6
82 Sestava PO403-xx (model Chloe) .....	strana. 6
9. VAROVÁNÍ.....	STRANA 7
10. METODY POUŽITÍ.....	STRANA 8
11. ÚDRŽBA .....	STRANA 9
12. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	STRANA 10
13. ČIŠTĚNÍ .....	STRANA.10
14. PÉČE O ELEKTRONICKÝ SYSTÉM .....	STRANA 11
15. PODMÍNKY LIKVIDACE .....	STRANA 12
151 Obecné podmínky likvidace.....	strana 12
152 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku podle evropské směrnice 2012/19/EU: .....	strana.12
16. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.....	STRANA 12
17. TECHNICKÉ VLASTNOSTI .....	STRANA 15
171 Rozměry a hmotnosti* .....	strana. 15
172 Technické specifikace .....	strana. 16
173 Obecné technické specifikace .....	strana. 18
174 Specifikace tkaniny.....	strana 18
18. PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	STRANA.18
181 Pokyny k instalaci kolečkového systému --.....	strana 18
19. ZÁRUKA .....	STRANA.20
20. OPRAVY .....	STRANA.20
201 Záruční opravy.....	strana. 20
202 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka .....	strana 20
203 Nebezpečné výrobky .....	strana. 20
21. NÁHRADNÍ DÍLY.....	STRANA.20
22. DOLOŽKY O VÝJIMCE.....	STRANA.20



## NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA PO400x\_PO400G-XL\_PO401x\_PO403x\_PO405x\_PO410x\_PO3415R\_PO420x\_PO425x\_PO430x 01 A\_ITA\_01 2024

**1. KÓDY**

- PO400B** Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka FRANCIA CORTA světle modrá  
**PO400G-XL** Křeslo Ninfea bez kolečkového systému verze XL - látka FRANCIA CORTA šedá  
**PO400R** Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka FRANCIA CORTA Coral Red  
**PO400S** Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka FRANCIA CORTA Sand
- PO401B** Křeslo Ninfea s kolečkovým systémem - látka FRANCIA CORTA Blue  
**PO401R** Křeslo Ninfea s kolečkovým systémem - látka FRANCIA CORTA Coral Red  
**PO401S** Křeslo Ninfea s kolečkovým systémem - látka FRANCIA CORTA Sand  
**PO401M** Křeslo Ninfea s kolečkovým systémem - látka FRANCIA CORTA Terracotta  
**PO401T** Křeslo Ninfea s kolečkovým systémem - látka FRANCIA CORTA Tortora  
**PO401G** Křeslo Ninfea s kolečkovým systémem - látka FRANCIA CORTA Grey
- PO403G** Křeslo Chloe bez kolečkového systému - látka INCANTO Pearl Grey  
**PO403R** Křeslo Chloe bez kolečkového systému - látka INCANTO Antique Pink
- PO405G** Křeslo Dafne s kolečkovým systémem - látka INCANTO Grey  
**PO405S** Křeslo Dafne s kolečkovým systémem - látka INCANTO Sand  
**PO405R** Křeslo Dafne s kolečkovým systémem - látka INCANTO Antique  
**Pink PO405T** Křeslo Dafne s kolečkovým systémem - látka INCANTO Tortora
- PO410B** Křeslo Agave s kolečkovým systémem - látka LUX Blue  
**PO410R** Křeslo Agave s kolečkovým systémem - látka  
LUXčervená  
**PO410S** Křeslo Agave s kolečkovým systémem - látka LUX Sand
- PO420S** Křeslo Myrtho se 4 kolečky - látka LUX Sand  
**PO420B** Křeslo Myrtho se 4 kolečky - látka LUX Blue  
**PO420G** Křeslo Myrtho se 4 kolečky - látka LUX Grey  
**PO420R** Křeslo Myrtho se 4 kolečky - látka LUX červená
- PO425G** Křeslo Myrtho Class se 4 kolečky - lůžková verze - látka LUX Grey  
**PO425B** Křeslo Myrtho Class se 4 kolečky - lůžková verze - látka LUX Blue  
**PO425R** Křeslo Myrtho Class se 4 kolečky - lůžková verze - látka LUX Red  
**PO425S** Křeslo Myrtho Class se 4 kolečky - lůžková verze - látka LUX Sand
- PO430G** Křeslo Clyzia Zero Gravity - látka INCANTO Grey  
**PO430R** Křeslo Clyzia Zero Gravity - látka INCANTO Antique Pink  
**PO430T** Křeslo Clyzia Zero Gravity - látka INCANTO Tortora

**2. ÚVOD**

Děkujeme, že jste si vybrali křeslo z řady MOPEDIA by Moretti. Zvedací křesla MOPEDIA by Moretti byla navržena a vyrobena tak, aby splňovala všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme vám, abyste si před použitím zakoupeného křesla pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

**POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda všechny části výrobku nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.**

**POZOR!**

Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce. Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití zařízení nebo v důsledku použití jiného, než je uvedeno v této příručce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny zařízení a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

### 3. URČENÉ POUŽITÍ

Polohovací křesla MOPEDIA jsou určena k sezení a odpočinku pacientů v interiéru.

### 4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA, které jsou součástí skupiny ZDRAVOTNICKÝCH KŘESEL, jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

**Poznámka:** Úplné kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy naleznete v EU prohlášení o shodě, které společnost MORETTI SPA vydává a zpřístupňuje svými kanály.

### 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ



#### POZOR!

Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění osob.

- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných částí a nepřesahuje 10 let.
- Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům nebo majetku v důsledku zásahu neoprávněných osob a nedodržení tohoto návodu k obsluze.



#### POZOR!

Doporučujeme vám, abyste věnovali maximální pozornost pravidlům chování a bezpečnosti, která jsou v nich uvedena, a předešli tak nepříjemným nehodám.

- Křesla nepoužívejte ve vlhkém prostředí
- Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň, žhavé předměty a zařízení, které vytvářejí nebezpečné jiskry, neumísťujte hořlavé materiály na a/nebo do blízkosti výrobku: **nebezpečí požáru**.
- Židle umístěte na rovnou, neprohýbající se podlahu.
- Používejte originální příslušenství a/nebo součástí.
- Při zjištění poruchy okamžitě odpojte napájecí kabel od sítě a zkontrolujte, zda nedochází k úniku elektrického proudu.
- Nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely a/nebo mobilní přípojky.
- Není vhodný pro použití více než jednou osobou současně.
- Netahejte za napájecí kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky.
- Zásuvku neodpojujte ani nezasouvejte mokřma rukama.
- Uživatel a/nebo pacient by měl veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s prostředkem, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu.

## 6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečný identifikátor zařízení



Označení CE



Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnické zařízení



Maximální podporovaná hmotnost



Podmínky likvidace



Pozor



Datum výroby



Likvidace výrobku podle směrnice ES 19/2012



Ochrana před prachem a stříkající vodou



Použitá část typ B Třída



izolace



Praní 30°.



Nebělit



Chemické čištění



Nesušte v rotačním bubnu



Ruční praní



Nežehlit



Sušení na rovné ploše ve stínu

## 7. OBECNÝ POPIS

Vyvýšená křesla určená pro osobní relaxaci a odpočinek. Opěradlo a sedák s polstrováním o různé hustotě, speciálně navržené pro udržení správného držení těla. Lakovaný ocelový rám, polyesterová tkanina. Jsou vybavena dvěma nezávislými motory, které umožňují samostatné naklápění opěradla a podnožky, čímž je možné získat několik poloh, od polohy vhodné pro čtení nebo sledování televize až po polohu pro relaxaci. Křesla jsou rovněž vybavena funkcí zvedání podnožky díky motoru, který umožňuje zvedání osoby. Díky tomuto zvedacímu zařízení se sedící osoba dostane do téměř vzpřímené polohy, což jí usnadní vstávání. Nastavení různých poloh opěradla a opěrky nohou se provádí pomocí praktického, snadno použitelného dálkového ovladače se čtyřmi tlačítky.

### 7.1 Zobrazení a seznam dílů



1. Křeslo
2. Přední kola, nohy nebo kolečkový systém
3. Naklápěcí opěradlo
4. Úložná kapsa
5. Dálkové ovládání
6. 2 motory pro nezávislé pohyby
7. Elektrický kabel

## 8. MONTÁŽ

### 8.1 Montáž pro všechny modely (kromě modelu PO403-xx Chloe)

Po vyjmutí obalu zkontrolujte neporušenost jednotlivých částí židle a zkontrolujte, zda nejsou viditelně poškozené. V případě poškození zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce. Pro připojení k elektrické síti použijte kabel se zástrčkou vycházející z křesla a připojte jej do elektrické zásuvky. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty ani po něm nechodte.

### 8.2 Sestava PO403-xx (model Chloe)

Křeslo PO403 se dodává s opěradlem, které je třeba smontovat (obr. 1).

1. Odstraňte ochranu podpěry, na které bude opěradlo křesla umístěno (obr. 2).
2. Zkontrolujte, zda podpěra, na které je umístěno opěradlo na zadní straně židle, směřuje ven (obr. 3).
3. Zasuňte opěradlo a srovnejte 2 drážky, dokud není skluzavka kompletní. (Obr.4)
4. K demontáži opěradla je nutné použít šroubovák, který usnadní uvolnění z blokovací podpěry na sedadle. (Obr.5)



Obr.1




Obr.2



Obr.3



Obr.4



Obr.5

**Poznámka:** Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce shodné s napětím na štítku motoru.

**Poznámka:** I drobné zásahy do elektroinstalace vyžadují práci odborně kvalifikovaného personálu.

#### POZOR!



- Jakékoli škody vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených ustanovení nelze přičítat výrobci a mohou vést k zániku záruky.
- Při obsluze ovládacích prvků musíte mít výhled do okolí, aby nedošlo k zachycení osob, zvířat nebo majetku pod pohyblivými se částmi.
- Židle musí být namontována ve vodorovné rovině. Vyhněte se volným nebo nerovným povrchům.
- Před použitím zkontrolujte, zda elektrické napájecí kabely nebrání pohybu sekcí, zda nepřekáží a zda se nekříží s napájecími kabely jiných zařízení a přístrojů.

- Křeslo umístěte na prostorné místo, mimo dosah zdrojů tepla (krbů, kamen, halogenových lamp apod.).
- Dbejte na to, aby nebyl nijak omezen pohyb podnožky a opěradla.
- Křeslo musí být vzdáleno minimálně 60 cm od jakékoliv překážky (stěna, stůl atd.).
- Křeslo se dodává již smontované a připravené k použití, s výjimkou modelu PO403x (CHLOE); uživatel ji musí pouze připojit k elektrické síti.

#### 9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Připojte kabel přímo do elektrické zásuvky, nevyměňujte jej a nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nepokládejte předměty, nechoďte a neumísťte napájecí kabel do blízkosti horkých povrchů nebo zdrojů tepla.
- Při manipulaci nebo údržbě dbejte na správné zasunutí zásuvky do jedné zástrčky a odpojte ji, aniž byste tahali za kabel, ale ze zástrčky.
- Nemanipulujte s kabely mokřima rukama nebo oděvem a ujistěte se, že použité napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku.
- Nepoškoďte zástrčku a/nebo napájecí kabel a nepoužívejte je, pokud jsou poškozené.
- Před usednutím do křesla se ujistěte, že dálkový ovladač a jeho kabel nepřekáží.
- Pokud židli nepoužíváte, nechte ji se zavřenými podnožkami.
- Dbejte na to, abyste židli vždy postavili na zcela rovný povrch, a to jak během používání, tak i mimo něj, aby byla zajištěna její stabilita a správná funkce.
- Nikdy nesedejte na opěrku nohou a obecně na křeslo nesedejte zprudka.
- Na zařízení neskákejte ani nestůjte.
- Ujistěte se, že osoba sedí tak, že soustředí svou váhu na polstrovaný polštář, a to bez ohledu na to, zda se křeslo naklání, či nikoli.
- Chcete-li křeslo přemístit, ujistěte se, že není sklopené. Zvedněte podnožku alespoň o 5 cm.
- Nedovoďte dětem, aby přístroj zneužívaly, a zajistěte, aby byl nad nimi nebo závislými osobami vždy zajištěn odpovídající dohled.
- Křeslo je určeno pro osoby zdravého fyzického a duševního zdraví (bez užívání alkoholu a drog, netrpící duševní chorobou ani jinými nemocemi, které způsobují halucinace, nerovnováhu apod.).
- Držte ruce a nohy mimo místa upevnění, jako jsou mechanismy křesla a opěrky nohou, mezi mezerami v opěradle nebo područce.



#### POZOR!

Nebezpečí rozdrčení rukou

- Zařízení nepoužívejte, pokud je některý z krytů roztržený, což vede k úniku vnitřního vybavení.
- V blízkosti křesla nepoužívejte mobilní telefony ani notebooky.
- Dávejte pozor na malé součásti, které by mohly být spolknuty.
- Doporučuje se používat originální příslušenství.





- Je důležité, aby dálkové ovládání používala pouze osoba sedící v křesle.
- Nepoužívejte ve velmi vlhkém prostředí, jako jsou koupelny nebo venkovní prostory.
- Nevystavujte křesla delší dobu přímému slunečnímu záření (UV).
- Povlak výrobku není navržen jako ohnivzdorný.
- Na židli ani v její blízkosti nekuřte.

**POZOR!**

Nebezpečí zkratu nebo požáru, úrazů elektrickým proudem, zranění a nehod.

**10. ZPŮSOB POUŽITÍ**

**Poznámka:** Viz upozornění v tomto návodu k použití.

**POZOR!**

Když je opěradlo nakloněné, nenaklánějte se ani nepůsobte silou směrem dolů. Hrozí nebezpečí převrácení a zranění.

**POZOR!**

Nikdy nepoužívejte křeslo, když jsou kolečka nebo kolečkový systém odblokovaný a mohou se volně otáčet.

**POZOR!**

Křeslo není určeno k pohybu uživatele. Křeslem pohybujte pouze tehdy, když na něm nikdo nesedí.

**POZOR!**

Správná funkce křesla vyžaduje, aby byla používána pouze vsedě a ve správné poloze.



Umístěte židli 60 cm od stěny



Nesedejte na podnožku



NO



SI

Správné sezení se zády opřenými o opěradlo.




NO



SI

Po skončení používání křesla-před vstáváním přemístěte opěradlo do vzpřímené polohy



Z přirozené polohy do polohy s opěradlem dolů



Z polohy ve stoje nastaví židli do přirozené polohy; z přirozené polohy vysune podnožku.



Z polohy se sklopeným opěradlem se židle vrátí do přirozené polohy.



Z přirozené polohy uvede židli do polohy pro stání; počínaje vytaženou polohou podnožky zasune podnožku do sedáku.


**POZOR!**

Model dálkového ovládání se může lišit v závislosti na dostupnosti, funkce zůstávají stejné.

**101 Kolečkový systém**


Kolečkový systém je standardně instalován na židlích PO401x - PO405x - PO410x - PO430x. Pro model PO400x je k dispozici jako příslušenství. Kolečkový systém zapnete tak, že nohou zatlačíte na tyč (Obr. 1) směrem dolů. Chcete-li kolečkový systém odpojit, zatáhněte nohou za tyč směrem nahoru.

Obr. 7


**POZOR!**

Nepoužívejte kolečkový systém s osobou sedící na židli! Nepřekračujte schody o více než 1 cm!

**11. ÚDRŽBA**

Výrobky řady MOPEDIA by Moretti jsou při uvedení na trh pečlivě kontrolovány a označeny značkou CE. V zájmu bezpečnosti pacienta a lékaře doporučujeme, abyste si nechali zkontrolovat vhodnost výrobku výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. V případě oprav by měly být použity pouze originální náhradní díly a příslušenství. Je mimořádně důležité, aby byl přístroj zkontrolován při prvním použití. Zejména zkontrolujte:


**POZOR!**

- Seřízení nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění židle odpojte napájení.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a svorníky pevně utaženy.
- zda se mechanické části zařízení správně pohybují (opěradlo, opěrky nohou, područky, kolečka atd.).
- Zkontrolujte správnou funkci brzd kol \*(pokud jsou namontovány).
- Zkontrolujte, zda rám židle nevrzá nebo nevydává podezřelé zvuky. V případě potřeby namažte otočné body rámu.
- Mechanické díly (závěsy a čepy) by se měly kontrolovat každý měsíc a mazat kapkou oleje, aby se podpořila hladkost a odolnost proti opotřebení.
- Zkontrolujte neporušenost napájecího kabelu.
- Pravidelně kontrolujte účinnost elektromotorů.
- Zajistěte, aby elektromechanické díly zůstaly volné a dobře funkční.
- Zkontrolujte, zda kovovým pohyblivým částem podnože nebrání žádné předměty.

## 12. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
KŘESLO NEPROVÁDÍ POHYBY	NEDOSTATEČNÝ PROSTOR PRO ROZSAH  KŘESLA	ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ KTERÉ BRÁNÍ JEHO POHYBU, NEBO ODSUNUTÍ OD STĚNY.
	OBJEKT ZASEKNUTÝ V MECHANISMU. POHYBU	POKUS O ODSTRANĚNÍ OBJEKTU BEZ ZRANĚNÍ
PROBLÉMY S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	PROBLÉMY S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM S FUNKCÍ "CLICK"	PROBLÉM SE TÝKÁ ELEKTRONICKÉ ČÁSTI  DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FUNGUJE NORMÁLNĚ
	PROBLÉMY S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM BEZ "CVAKÁNÍ" BĚHEM STISKNUTÍ TLAČÍTKA	PROBLÉM SE TÝKÁ DÁLKOVÉHO OVLADAČE, KTERÝ BUDE MUSET BÝT VYMĚNĚN.
PROBLÉMY S MANIPULACÍ V DŮSLEDKU ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU	ELEKTRICKÁ ZÁSTRČKA NENÍ PŘIPOJENA, NEBO NENÍ PŘIPOJENA SPRÁVNĚ	PŘIPOJTE ZÁSTRČKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
	POŠKOZENÝ KABEL NEBO ZÁSTRČKA	KONTAKTUJTE SVĚHO PRODEJCE
	NESPRÁVNĚ ZAPOJENÉ ELEKTRICKÉ KOMPONENTY	ZKONTROLUJTE ZAPOJENÍ ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ

## 13. ČIŠTĚNÍ

**POZOR!**

Křesla uvedená v této příručce nemají snímatelné potahy.

Chcete-li provést čištění, odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky. Čištění lze provádět častým používáním vysavače. V případě odolných nečistot použijte čisticí prostředky specifické pro tkaniny aplikované měkkým kartáčem. Pravidelně čistěte mechanické součásti, abyste omezili hromadění prachu v rámu.

Prací symboly PO400x; PO401x (tkanina SHORT FRENCH 315gr/m2)



Praní 30°



Nebělit









Chemické čištění







Nesušte v rotačním bubnu

**Prací symboly PO410x; PO420x; PO425x (tkanina LUX 467 g/m<sup>2</sup>)**

-  Ruční praní
-  Nebělit
-  Nežehlete
-  Sušení na rovné ploše ve stínu
-  Nesušte na rotačním bubnu
-  Chemické čištění

**Prací symboly PO403x; PO405x; PO430x (tkanina INCANTO 400 g/m<sup>2</sup>)**

-  Praní 30°.
-  Nebělit
-  Nesušte na rotačním bubnu
-  Chemické čištění


**POZOR!**

Pouze tkaniny INCANTO a LUX jsou vodoodpudivé.

**13 Odstranění nejčastějších skvrn**

- Před ošetřením (roztokem- vlažné vody a neutrálního mýdla) skvrnu co nejdříve vyčistěte savým papírem. Přípravek nejprve vyzkoušejte na malé části, abyste se ujistili, že se nezmění.
- Použijte měkký hadřík navlhlý roztokem mýdla a vody a jemně skvrnu vyčistěte, dokud nebude zcela odstraněna, opláchněte čistou vodou a osušte čistým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, odstraňovače skvrn nebo odmašťovače, protože by mohlo dojít k poškození materiálu.


**POZOR!**

Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových dílů a rezavění kovových povrchů.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií použitých při čištění.


**POZOR!**

Sanitační prostředky jsou korozivní. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. V případě náhodného kontaktu postižené místo důkladně omyjte teplou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.

**14. PÉČE O ELEKTRONICKÝ SYSTÉM**

- Zkontrolujte, zda není kabel židle přeríznutý nebo jakkoli poškozený.
- V případě poškození (bez ohledu na rozsah) kontaktujte svého prodejce.
- Elektronické obvody uchovávejte mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.

## 15. PODMÍNKY LIKVIDACE

### 151 Obecné podmínky likvidace

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Doporučujeme likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.



### 152 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku podle evropské směrnice 2012/19/EU:

Po skončení životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s komunálním odpadem. Lze jej odevzdat ve speciálních střediscích odděleného sběru zřízených obecními úřady nebo u prodejců, kteří tuto službu poskytují. Oddělená likvidace výrobku zabraňuje možným negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví v důsledku nevhodné likvidace a umožňuje využití materiálů, z nichž je vyroben, a tím dosažení významných úspor energie a zdrojů. Pro zdůraznění povinnosti odděleně likvidovat elektromedicínské zařízení je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí na kolečkách.

## 16. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

Zařízení VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ KŘESLO je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném v níže uvedených tabulkách. Uživatel musí zajistit, aby byl skutečně používán za uvedených podmínek.

Tabulka 1

PRŮVODCE A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE		
ZAŘÍZENÍ POLOHOVACÍ KŘESLO JE URČENO K PROVOZU V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ SPECIFIKOVANÉM NÍŽE. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL ZAŘÍZENÍ MUSÍ ZARUČIT, ŽE ABY SE V TAKOVÉM PROSTŘEDÍ POUŽÍVAL.		
EMISNÍ TESTY	SHODA	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ
CISPR 11 RF EMISE	SKUPINA 1	POLOHOVACÍ KŘESLO VYUŽÍVÁ ENERGIÍ RF POUZE PRO SVŮJ VNITŘNÍ PROVOZ A NABÍJENÍ BATERIE. PROTO JSOU JEHO RF EMISE VELMI NÍZKÉ A JE NEPRAVDĚPODOBNÉ, ŽE BY ZPŮSOBOVALY RUŠENÍ OKOLNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
CISPR 11 RF EMISE	TŘÍDA B	ZVEDACÍ KŘESLO JE VHODNÉ P R O POUŽITÍ VE VŠECH BUDOVÁCH, VČETNĚ OBYTNÝCH BUDOV A BUDOV PŘÍMO PŘIPOJENÝCH K VEŘEJNÉ SÍTI NÍZKÉHO NAPĚTÍ, KTERÁ ZÁSÓBUJE BUDOVY POUŽÍVANÉ PRO OBYTNÉ ÚČELY.
EMISE HARMONICKÝCH EN 61000-3-2	SOUHLASNOST	
KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ / EMISE BLIKÁNÍ EN 61000-3-3	SOUHLASNOST	

Tabulka 2


PRŮVODCE A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE			
ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO POUŽITÍ V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ SPECIFIKOVANÉM NÍŽE. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL PŘÍSTROJE MUSÍ ZAJISTIT, ABY BYL PŘÍSTROJ V TAKOVÉM PROSTŘEDÍ POUŽÍVÁN.			
TESTY IMUNITY	ZKUŠEBNÍ ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
ELEKTROSTATICKÉ VÝBOJE (ESD) EN 61000-4-2	± 4 KV CONTACT ± 8 KV VE VZDUCHU	± 4 KV CONTACT ± 8 KV VE VZDUCHU	PLATNÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ. PODLAHY MUSÍ BÝT ZE DŘEVA, BETONU NEBO KERAMICKÝCH DLAŽDIC. POKUD JSOU PODLAHY P O K R Y T Y SYNTETICKÝM MATERIÁLEM, MĚLA BY RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU Č I N I T ALESPŇ 30 %.
ZÁBLESKY A RYCHLÉ PŘECHODOVÉ JEVY EN61000-4-4	1KV - 5KHZ INDIVIDUÁLNÍ VAZBA, 2000V - 5KHZ PARALELNÍ VAZBA	1KV - 5KHZ INDIVIDUÁLNÍ VAZBA, 2000V - 5KHZ PARALELNÍ VAZBA	KVALITA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ PRO NABIJENÍ BATERIÍ BY MĚLA O D P O V Í D A T TYPICKÉMU KOMERČNÍMU NEBO NEMOCNÍČNÍMU PROSTŘEDÍ.
PULZNÍ NAPĚTÍ EN 61000-4-5	2KV PARALELNÍ SPOJENÍ; 1KV INDIVIDUÁLNÍ SPOJKA	2KV PARALELNÍ SPOJENÍ; 1KV INDIVIDUÁLNÍ SPOJKA	KVALITA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ PRO NABIJENÍ BATERIÍ BY MĚLA O D P O V Í D A T TYPICKÉMU KOMERČNÍMU NEBO NEMOCNÍČNÍMU PROSTŘEDÍ.
DIPY NA NAPĚTÍ, KRATKA PRERUSĚNÍ A VARIANTY NAPĚTÍ NA  VSTUPNÍ LINKY NAPAJENÍ. EN 61000-4-11	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS;  0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	KVALITA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ PRO NABIJENÍ BATERIÍ BY MĚLA O D P O V Í D A T TYPICKÉMU KOMERČNÍMU NEBO NEMOCNÍČNÍMU PROSTŘEDÍ.
VEDENÉ EMISE RADIOFREKVENCE  EN55011	0,15 ± 0,5 MHZ 79 DB±V  0,5 ± 30 MHZ 73 DB ± V	0,15 ± 0,5 MHZ 79 DB ± V  0,5 ± 30 MHZ 73 DB ± V	KVALITA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ PRO NABIJENÍ BATERIÍ BY MĚLA O D P O V Í D A T TYPICKÉMU KOMERČNÍMU NEBO NEMOCNÍČNÍMU PROSTŘEDÍ.
VYZAROVANÉ EMISE RADIOVA FREKVENCE EN55011	TRÍDA B 30 - 230 MHZ,  40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M)  TRIDA A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	TRIDA B  30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M)  TRIDA A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	KVALITA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ PRO NABIJENÍ BATERIÍ BY MĚLA O D P O V Í D A T TYPICKÉMU KOMERČNÍMU NEBO NEMOCNÍČNÍMU PROSTŘEDÍ.

Tabulka 3



**PRŮVODCE A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE**

ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO POUŽITÍ V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ SPECIFIKOVANÉM NIŽE. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL PŘÍSTROJE BY MĚL ZAJISTIT, ABY BYL PŘÍSTROJ V TAKOVÉM PROSTŘEDÍ POUŽÍVÁN.

TESTY IMUNITY	ZKUŠEBNÍ ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISU	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ
RUŠENÍ ZPŮSOBENÁ RADIOFREKVENČNÍ MI POLI 61000-4-6	3 V EFF. 150 KHZ AŽ 80 MHZ	3 V EFF. 150KHZ AŽ 80MHZ	<p>PŘENOSNÁ A MOBILNÍ RF KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ BY SE NEMĚLA POUŽÍVAT V BLÍZKOSTI ŽADNÉ ČÁSTI ZVEDACÍHO KŘESLA, VČETNĚ KABELŮ, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JSOU DODRŽENY DOPORUČENÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI VYPOČTENÉ PODLE ROVNICE PLATNÉ PRO FREKVENCI VYSÍLAČE.</p> <p>DOPORUČENÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI  <math>D = 1,2 \cdot P</math>                      80 MHZ AŽ 800 MHZ  <math>D = 2,3 \cdot P</math>                      800 MHZ AŽ 2,5 GHZ</p> <p>KDE "P" JE MAXIMÁLNÍ JMENOVITÝ VYSTUPNÍ VÝKON VYSÍLAČE VE WATTECH. (W) PODLE VÝROBCE VYSÍLAČE A "D" JE ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST.</p> <p>DOPORUČENO V METRECH (M). INTENZITA POLE PĚVNÝCH VYSÍLAČŮ RF, JAK JE URČENA PŘI ELEKTROMAGNETICKÉM PRŮZKUMU LOKALITY MŮŽE BYT NIŽŠÍ NEŽ ÚROVEŇ SHODY V KAŽDEM ROZSAHU. FREKVENČE. V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ OZNAČENÉHO NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLEM MŮŽE DOCHÁZET K RUŠENÍ:</p>
VYSOKO FREKVENČNÍ RUŠENÍ EN 6100-4-3	3 V/M 80 MHZ AŽ 2,5 GHZ	3 V/M 80 MHZ AŽ 2,5 GHZ	

POZNÁMKA 1: PŘI FREKVENCÍCH 80 MHZ A 800 MHZ PLATÍ ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST PRO NEJVYŠŠÍ FREKVENČNÍ ROZSAH.

POZNÁMKA 2: TYTO POKYNY NEMUSÍ PLATIT VE VŠECH SITUACÍCH. ELEKTROMAGNETICKÉ ŠÍŘENÍ JE OVLIVNĚNO ABSORPČÍ A ODRAZ STRUKTUR, PŘEDMĚTŮ A LIDÍ.

<sup>A</sup> INTENZITU POLE PĚVNÝCH VYSÍLAČŮ, JAKO JSOU ZÁKLADNOVÉ STANICE RADIOTELEFONŮ (MOBILNÍCH A BEZDRÁTOVÝCH) A POZEMNÍCH MOBILNÍCH RADIOSTANIC, RADIOAMATĚRSKÝCH ZAŘÍZENÍ, AM A FM ROZHLASOVÝCH VYSÍLAČŮ A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ, NELZE THEORETICKY PŘESNĚ PŘEDPOVĚDĚT. PRO STANOVENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO PROSTŘEDÍ ZPŮSOBENÉHO PĚVNÝMI RF VYSÍLAČI JE TŘEBA PROVĚST ELEKTROMAGNETICKÝ PRŮZKUM OKOLÍ.

MÍSTO. POKUD INTENZITA POLE NAMĚŘENÁ V MÍSTĚ, KDE JE ZVEDACÍ KŘESLO POUŽÍVÁNO, PŘEKROČÍ VÝŠE UVEDENOU PŘÍSLUŠNOU ÚROVEŇ SHODY RF, JE TŘEBA DODRŽET NORMÁLNÍ PROVOZ ZVEDACÍHO KŘESLA. POKUD JE POZOROVÁNA ABNORMÁLNÍ ČINNOST, MOHOU BYT NUTNÁ DALŠÍ OPATŘENÍ, NAPŘÍKLAD JINÁ ORIENTACE NEBO POLOHA ZVEDACÍHO KŘESLA.

<sup>B</sup> INTENZITA POLE VE FREKVENČNÍM ROZSAHU 150 KHZ AŽ 80 MHZ BY MĚLA BYT MENŠÍ NEŽ 3 V/M.

**DOPORUČENÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI MEZI PŘENOSNÝMI A MOBILNÍMI  
RADIOKOMUNIKAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI A POLOHOVACÍMI KŘESLY**













POLOHOVACÍ KŘESLO JE URČENO K PROVOZU V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ, V E K T E R Ě M JE VYZAŘOVANÉ RF RUŠENÍ POD KONTROLOU. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL P O L O H O V A C Í H O K Ř E S L A M ŮŽE POMOCI ZABRÁNIT ELEKTROMAGNETICKÉMU RUŠENÍ TÍM, ŽE ZAJISTÍ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI MOBILNÍMI A PŘENOSNÝMI RF KOMUNIKAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI (VYSÍLAČI) A NABÍJEČKOU ZVEDACÍHO KŘESLA BĚHEM FÁZE NABÍJENÍ A CELÉHO ZAŘÍZENÍ.

VYVÝŠENÉ KŘESLO BĚHEM PROVOZU, JAK JE DOPORUČENO NIŽE, VE VZTAHU K MAXIMÁLNÍMU VÝSTUPNÍMU VÝKONU RADIOKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ.

ZKOUŠKY			
MAXIMÁLNÍ JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ VÝKON VYSÍLAČE W	BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ZVEDACÍHO KŘESLA	BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ZVEDACÍHO KŘESLA	BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ZVEDACÍHO KŘESLA
	150 KHZ AŽ 80 MHz D = 1,2√P	80 KHZ AŽ 800 MHz D = 1,2√P	800 KHZ AŽ 2,5 GHz D = 1,2√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

U VYSÍLAČŮ S MAXIMÁLNÍM JMENOVITÝM VÝSTUPNÍM VÝKONEM, KTERÝ NENÍ UVEDEN, LZE DOPORUČENOU VZDÁLENOST D V METRECH (M) VYPOČÍTAT POMOCÍ ROVNICE PLATNÉ PRO FREKVENCII VYSÍLAČE, KDE P JE MAXIMÁLNÍ JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ VÝKON VYSÍLAČE VE WATTECH (W) PODLE VÝROBCE VYSÍLAČE. POZNÁMKA 1: PŘI FREKVENCÍCH 80 MHz A 800 MHz PLATÍ ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST.  
PRO NEJVYŠŠÍ FREKVENČNÍ ROZSAH.  
POZNÁMKA 2: TYTO POKYNY NEMUSÍ PLATIT VE VŠECH SITUACÍCH.  
ELEKTROMAGNETICKÉ ŠÍŘENÍ JE OVLIVNĚNO ABSORPČÍ A ODRAZ STRUKTUR, PŘEDMĚTŮ A OSOB

**17. TECHNICKÉ VLASTNOSTI**
**17.1 Rozměry a hmotnosti\***
**Velikost a hmotnost**

Kódy												
	52	48	50	77	87	61	107	160	150	-	130	52
PO400x	52	48	50	77	87	61	107	160	150	-	130	52
PO400G-XL	64	48	50	88	87	61	107	160	150	-	160	55
PO401x	52	48	50	77	85	61	107	160	150	-	130	52
PO403x	50	45	48	70	90	61	110	162	140	7	130	45
PO405x	52	48	48	77	85	61	115	160	150	-	130	55
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55
PO420x	52	48	41	71	90	61	112	162	153	-	130	58
PO425x	52	48	41	71	90	61	112	175	153	10	130	58
PO430x	52	48	44	72	90	63	115	180	150	12	130	58

\*Rozměry jsou uvedeny v cm a mohou se lišit o ± 1 cm. Jelikož se jedná o čalouněný výrobek, mohou se rozměry lišit o několik cm.

**172 Technické specifikace**

**PO400x - PO400G-XL - PO401x (NINFEA FRENCH SHORT FABRIC)**

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti skvrnám;
- Včetně potahů na křesla a židle
- Výplň z nedeformovatelné polyuretanové pěny s různou hustotou (opěradlo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, podnožka 18 Kg/m<sup>3</sup>, sedák 35 Kg/m<sup>3</sup>, područky 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohově nastavitelné opěradlo;
- Funkce: Celková relaxace - TV - Stojan
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 2 přední nohy;
- Válečkový systém (standardně pouze pro PO401x) 4 kolečka Ø 50 mm;

**PO403x (tkanina CHLOE INCANTO)**

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Výplň z nedeformovatelné polyuretanové pěny s různou hustotou (opěradlo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, podnožka 18 Kg/m<sup>3</sup>, sedák 35 Kg/m<sup>3</sup>, područky 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohově nastavitelné opěradlo;
- Funkce: Vertikální zdvih cca 7 cm;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- Dvorní kolečka vzadu a nožičky z PVC vpředu;

**PO405x (DAFNE Fabric INCANTO)**

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Včetně potahů na křesla a židle
- Tvarovaný polyuretanový polštář pokrytý 6 cm vrstvou vaty.
- Výplň z nedeformovatelné polyuretanové pěny s různou hustotou (opěradlo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, podnožka 18 Kg/m<sup>3</sup>, sedák 35 Kg/m<sup>3</sup>, područky 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohově nastavitelné opěradlo;
- Funkce zvedání nohou;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 2 přední nohy;
- Kolečkový systém, 4 kolečka Ø 50 mm;

**PO410x (látka AGAVE LUX)**

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Nedeformovatelná výplň z polyuretanové pěny s různou hustotou (opěradlo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, podnožka 18 Kg/m<sup>3</sup>, sedák 35 Kg/m<sup>3</sup>, područky 35 Kg/m<sup>3</sup>);
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohově nastavitelné opěradlo;
- Funkce: - TV - Postavit;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 2 přední nohy;
- Kolečkový systém, 4 kolečka Ø 50 mm;

### PO420x (MYRTHO Fabric LUX)

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Zádová opěrka ze silikonizovaného nealergického polyesterového rouna se 3 různými hustotami (oblast hlavy, měkčí - oblast trupu a beder, tužší);
- Výplň z nedeformovatelné polyuretanové pěny s různou hustotou (opěradlo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, podnožka 18 Kg/m<sup>3</sup>, sedák 35 Kg/m<sup>3</sup>, područky 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohové nastavitelné opěradlo;
- Opěradlo s odnímatelnými a vyměnitelnými polštáři;
- Sedák z polyuretanové pěny potažený 2 cm viscoelastické hmoty;
- Výsuvné područky s možností vložení malého stolku;
- Odnímatelné uši;
- 4 kola Ø 75 mm, 2 s brzdou;
- Tlačítko;
- Funkce: - TV - Postavit;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;



### PO425x (MYRTHO CLASS fabric LUX)

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám
- Nealergizující polyesterová silikonizovaná záda se 3 různými hustotami (oblast hlavy, měkčí - trup a bederní oblast, tužší).
- Výplň z nedeformovatelné polyuretanové pěny s různou hustotou (opěradlo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, podnožka 18 Kg/m<sup>3</sup>, sedák 35 Kg/m<sup>3</sup>, područky 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Sedák z polyuretanové pěny potažený 2 cm viscoelastické hmoty;
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohové nastavitelné opěradlo;
- Opěradlo s odnímatelnými a vyměnitelnými polštáři;
- Výsuvné područky s možností vložení malého stolku;
- Odnímatelné uši;
- Sedák s 2 cm viskoelastického materiálu;
- 4 kola Ø 75 mm, 2 s brzdou;
- Tlačítko;
- Funkce: Vertikální zdvih 10 cm - 180° lůžko.
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;

### PO430X (CLYZIA Fabric INCANTO)

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám
- Zádová opěrka ze silikonizovaných nealergických polyesterových vložek se 3 různými hustotami (oblast hlavy, měkčí - oblast trupu a beder, tužší);
- Výplň z nedeformovatelné polyuretanové pěny s různou hustotou (opěradlo 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, podnožka 18 Kg/m<sup>3</sup>, sedák 35 Kg/m<sup>3</sup>, područky 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Dvojitá podnožka umožňující prodloužení o 11 cm;
- Výsuvné područky s možností vložení malého stolku;
- Vícepolohové nastavitelné opěradlo;
- Funkce: Vertikální zdvih 10 cm - Lůžko cca 180° - Nulová gravitace.
- Kolečkový systém 4 kolečka Ø 50 mm;
- Kolébková poloha; kardio poloha
- 2 nezávislé motory s funkcí Zero Gravity;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;

**173 Obecné technické specifikace**

- 230V - 110W;
- Teplota provozního prostředí -20 °C / + 60 °C;
- Doporučené skladování: Skladujte na chladném a suchém místě a vždy mimo dosah přímých zdrojů tepla, jako je sluneční světlo (doporučená teplota mezi -10 °C a + 40 °C);
- V případě dlouhodobého skladování je nutné zdroj odpojit, napájení a chránit ty části, které by mohly být poškozeny usazeným prachem.

**174 Specifikace tkaniny**

Všechny látky na křesla jsou:


**18. PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Kolečkový systém (POUZE PRO PO400x)
- Sada potahů sedadel (POUZE PRO PO403x, PO410x, PO420x, PO425x, PO430x)
- Tabulka (POUZE PRO PO420x, PO425x, PO430x)
- Přenosná sada baterií

**Poznámka: Seznam příslušenství je průběžně aktualizován. Pro novinky, dostupnost a další informace doporučujeme kontaktovat prodejce.**

**181 Pokyny k instalaci kolečkového systému**

**POZOR!**


Instalační práce musí provádět oprávněný personál.


**POZOR!**

Za poruchy nebo škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace a uvedení do provozu nekvalifikovaným personálem se nepřebírá žádná odpovědnost.

Při instalaci příslušenství válečkového systému (POA3xx) na židli je třeba pečlivě dodržet následující kroky:


- Uveďte židli do provozu a uveďte ji zcela do zvedací polohy;
- Odpojte elektrickou zásuvku;
- Pomocí běžného klíče o průměru 10 mm demontujte obě přední kola, pokud jsou namontována;
- Sklopte židli dopředu;



Obr.8




Obr.9




Obr.10


- Vložte kolečkový systém (dodává se již částečně smontovaný) do ocelové základny křesla (obr. 8);
- Srovnejte 4 otvory na přední straně podstavce rámu židle s otvory na podpěrách válečkového systému a vše zajistěte pomocí 4 dodaných šroubů a matic (obr. 9,10);



Obr.11



Obr.12



Obr.13




Obr.14

- Vezměte součásti znázorněné na obr. 11;
- Zasuňte dlouhý kolík do držáku kola (obr. 12);
- Vložte čep a kolo do pravé zadní desky rámu (obr.13,14);
- Zasuňte západku na čep na vnější straně rámu;
- Nasaďte podložku na čep z vnitřní strany rámu;



Obr.15



Obr.16




Obr.17

- Nasaďte dříve instalovanou tyč válečkového systému na čep (Obr. 15) a vložte západku i z vnitřní strany;
- Vezměte součásti zobrazené na obr. 16;
- Zasuňte krátký kolík do držáku kola;
- Vložte kolík a kolo do levé zadní desky rámu (obr. 17);
- Nasaďte podložku na čep z vnitřní strany rámu;
- Na oba konce čepu nasaďte držáky;



Obr.18



Obr.19

- Vezměte ocelovou tyč se zbývajícími 2 kolíky a přiblížte ji k deskám. rámu otočením tak, aby černé gumové koncovky směřovaly dolů;
- Vložte pravou zahnutou tyč válečkového systému do drážky na tyči (Obr. 18);
- Vložte kolíky pro upevnění tyče k deskám rámu židle;
- Nasaďte pojistky na oba kolíky (obr. 19);
- Sklopte židli zpět do normální polohy;
- Připojte židli k napájení a vraťte ji do přirozené polohy.

## 19. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení nebo s ním souviselo, pokud by nebyly svědomitě dodržovány pokyny uvedené v návodu k instalaci, montáži a používání. Společnost Moretti neručí za poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, operace, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je to možné), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v příručce. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

Jakékoli nesprávné použití židle, které není popsáno v tomto návodu, ruší odpovědnost a záruku výrobce v případě nehody nebo poškození.

## 20. OPRAVY

### 20.1 Záruční oprava

Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku může nést společnost Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravu nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

### 20.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem převzetí opraveného výrobku.

### 20.3 Nebezpečné výrobky

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

## 21. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy jste náhradní díl obdrželi. Seznam dostupných náhradních dílů naleznete výhradně v katalogu Moretti.

## 22. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem.

zákona je omezena na záruční dobu v rozsahu povoleném zákonem. Některé státy nebo země nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se některé

výjimky nebo omezení této záruky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LISTINA**

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne \_\_\_\_\_

Prodejce \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com e-mail:****info@morettispa.com PRODUKT V ALBÁNII**







**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)