



**MOPEDIA®**

**PACIENTSKÝ ZVEDÁK  
MUEVO UP**

---

## Obsah

1.	KÓDY .....	3
2.	ÚVOD .....	3
3.	URČENÉ POUŽITÍ.....	3
4.	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	3
5.	OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	4
6.	SYMBOLY .....	4
7.	OBECNÝ POPIS.....	4
8.	POPIS DÍLŮ.....	5
9.	NÁVOD K MONTÁŽI.....	6
10.	PŘED POUŽITÍM.....	8
11.	NÁVOD K POUŽITÍ .....	8
12.	ÚDRŽBA .....	10
13.	ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE .....	10
14.	PODMÍNKY LIKVIDACE .....	10
15.	PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ .....	11
16.	TECHNICKÉ VLASTNOSTI .....	11
17.	ZÁRUKA .....	12

**CE** Zdravotnický prostředek třídy I  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745  
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

## 1. KÓDY

**RI840** - Elektrický stojanový zvedák s max. zatížením 200 Kg a pedálem pro rozevírání nohou

**RI841** - Elektrický stojanový zvedák s max. zatížením 200 Kg a pákou pro rozevírání nohou

## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali stojanový zvedák pro pacienty řady MUEVO UP MOPEDIA, vyráběný společností MORETTI S.p.A. Jeho design a kvalita jsou zárukou pohodlí, bezpečnosti a spolehlivosti. Stojanové zvedáky MUEVO UP MOPEDIA od společnosti MORETTI S.p.A. jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické a správné používání. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat vámi vybraný zvedák, a nabízí spoustu cenných rad pro vaši bezpečnost. Před použitím patientského zvedáku/stojanu si prosím pečlivě přečtete návod k obsluze. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže.

## 3. URČENÉ POUŽITÍ

Zvedák pro pacienty MUEVO UP MOPEDIA je určen ke zvedání a přemísťování osob s pohybovými obtížemi. Zařízení obsluhuje asistent. Stojanový zvedák nemůže používat pouze jedna osoba.

V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

### POZOR!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.P.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

## 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodáváný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny PATIENT LIFTS - MOPEDIA je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v NESTERILNÍM balení.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

**Poznámka:** Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

Pro zajištění větší bezpečnosti se společnost Moretti SpA řídila pokyny normy EN ISO 10535:2006 týkajícími se zvedáků.

## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Správné používání přístroje je popsáno v tomto návodu.
- Správné používání přístroje konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost příslušenství je dána opotřebením dílů, které nelze opravit a/nebo vyměnit.
- Buďte opatrní, když jsou poblíž dětí.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit každou vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem výrobcí a příslušnému orgánu státu, ke kterému uživatel a/nebo pacient náleží.



### POZOR!

- Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění.

## 6. SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečná identifikace zařízení



Označení CE



Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnické zařízení



Podmínky likvidace



Pozor, přečtěte si pokyny



Termíny výroby



Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE)



Ochrana proti prachu a stříkající vodě



Typ B



Maximální hmotnost nákladu


## 7. OBECNÝ POPIS

Elektrický zvedák MUEVO UP pomáhá lidem s pohybovými obtížemi vstát nebo být přesunut. Ideální pro uživatele invalidních vozíků, aby se mohli postavit. Je dokonalou pomůckou k přemístění a postavení pacienta ze sedu s maximální nosností 180 kg.

Ideální pro osoby, které potřebují pomoc při vstávání. Díky šířce základny je práce pečujícího personálu mnohem snazší a přesuny bezpečnější. Opěrka nohou je pevná a potažená protiskluzovou plstí. Podpěra nohou je výškově nastavitelná. Ovládací jednotka je vybavena bezpečnostními systémy. Elektrický stojanový zvedák MUEVO UP zaručuje díky své řídicí jednotce pohodlnou a bezpečnou vertikalizaci: řídicí jednotka sleduje stav nabití baterie a stav pohonu.

## 8. POPIS DÍLŮ


### 8.1 Stojanový zvedací rám



(obrázky jsou pouze ilustrační)

- A. 1 x základna s koly
- B. 1 x sloup stojanu
- C. 1x páka pro ovládání nohou (pro RI841)
- D. 1 x mechanismus nastavení kolenních chráničů
- E. 1 x standardní postroj
- F. 1x rameno s úchyty
- G. 1x rukojeť
- H. 1x držák kolenních chráničů
- I. 1 x montážní sada
- J. 2 x pěnové chrániče kolen
- K. 1 x pedál pro ovládání nohou (pro RI840)

### 8.2 Elektrická sada




- A 1 x pohon TiMOTION
- B 1 x dálkové ovládání TiMOTION
- C 1 x baterie TiMOTION
- D 4 x šrouby pro připevnění řídicí jednotky
- E 1 x řídicí jednotka TiMOTION
- F 1 x nabíjecí adaptér
- G 1 x řídicí jednotka

(obrázky jsou pouze ilustrační)

## 9. NÁVOD K MONTÁŽI

### 9.1 Sestava rámu

1. Odšroubujte šroub na základně pro vložení sloupku. (Obr.1)
2. Vložte sloup stojanu do připravené dutiny základny. Nasaďte šroub, který sloupek připevňuje k základně, a dobře jej přišroubujte. (Obr. 1)
3. Vložte rameno do pouzdra na sloupku (obr. 2a).
4. Spojte a upevněte spoj mezi sloupkem a ramenem pomocí dodaných šroubů (obr. 2b).



(obrázky jsou pouze ilustrační)

5. Umístěte a upevněte rukojeť na sloupek pomocí dodaných šroubů. (Obr.3)
- 6a. Namontujte pedál pro rozevření podstavce a připevněte jej přiloženým šroubem. (Obr. 4a - pro model RI840) 6a. Namontujte páku pro nastavení podstavce a připevněte ji dodaným šroubem. (Obr.4b - pro model RI841)









(obrázky jsou pouze ilustrační)

7. Umístěte a upevněte konstrukci kolenní opěrky na sloupek pomocí dodaných šroubů; poté nasaďte kolenní opěrky a nastavte jejich výšku pomocí dodaného knoflíku (obr. 5a-5b).
8. Konstrukce bude kompletně smontována. Nyní nainstalujte elektrickou sadu pro zvedání. (viz §9.2).

### 9.2 Sestava elektrické sady

1. Odstraňte šrouby připravené z ramene a z otvorů sloupku pro upevnění pohonu. Namontujte pohon do správné polohy a upevněte jej pomocí dříve odstraněných šroubů. (Obr. 6a-6b)
2. Připevněte nosnou konzoli řídicí jednotky ke sloupku pomocí dodaných šroubů zašroubováním do správných otvorů. (Obr.7)
3. Nasaďte řídicí jednotku na držák, nechte ji sjet dolů a zajistěte ji přiloženými šrouby. (Obr. 8a-8b)
4. Vložte baterii do prostoru řídicí jednotky. (Obr. 9a-9b)

5. Připojte konektor pohonu k centrální zásuvce řídicí jednotky a dálkový ovladač k pravé zásuvce. (Obr. 10). Elektrická sada je správně namontována a zvedák je připraven k použití. (Obr.11)



(obrázky jsou pouze ilustrační)

**Poznámka:** před použitím zkontrolujte, zda není stisknuto nouzové tlačítko, a pokud je aktivováno, uvolněte jej, aby se řídicí jednotka mohla zapnout.

## 10. PŘED POUŽITÍM

Stojanové zvedáky MUEVO MOPEDIA jsou určeny k přesunu osob s pohybovými obtížemi na krátké vzdálenosti, například z lůžka na invalidní vozík nebo toaletní křeslo a naopak. Stojanový zvedák nelze použít k přepravě pacienta.

- Před zvedáním pacienta se ujistěte, že jsou nohy základny nastaveny na maximální možnou šířku, že je páka nebo pedál nastaven zajištěn v otevřené poloze a že jsou zablokovány brzdy zadních kol.
- Při přesunu pacienta dávejte pozor na překážky, které by mohly způsobit převrácení zvedáku.

⚠ Vždy zkontrolujte, zda je popruh v dobrém stavu. Nepoužívejte závěsy, které vykazují známky poškození nebo opotřebení.

## 11. NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO ZVEDÁKU SE DOPORUČUJE NABÍJET BATERII PO DOBU PŘIBLIŽNĚ 6/8 HODIN. POTÉ SE PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM UJISTĚTE, ŽE JE BATERIE NABITÁ.

Před zvedáním pacienta rozevřete nohy podstavce na maximální možnou šířku:

- mírně přitáhněte nohou pedál pro otevírání směrem k sobě, poté jej otočte doleva a zajištěte v otevřené poloze.

Proveďte stejné operace v opačném pořadí, abyste základnu uvedli zpět do uzavřeného stavu.

1. Zablokujte brzdy zadních kol.
2. Udržujte pacienta ve středu mezi nohama podstavce a vždy otočeného směrem k asistentovi.
3. Pomocí regulačních knoflíků nastavte výškovou a šířkovou polohu opěrky nohou.
4. Nasadte pacientovi závěs a upravte břišní pás a podpažní pásy.
5. Pečlivě zahákněte popruhy závěsu za zvedací rameno, viz obrázek (Středový hák se používá u pánevního závěsu. Prostřední háky mají používat osoby s výškou < 1,70 m. Háky na koncích ramene mají používat osoby vysoké > 1,70 m).



(obrázky jsou pouze ilustrační)

**POZNÁMKA:** Pánevní závěs se doporučuje pacientům s robustní postavou nebo malou pohyblivostí. Díky pánevním pásům se snižuje tlak v podpaží a vertikalizace je pro pacienta pohodlnější.

**POZNÁMKA:** V případě potřeby můžete u vysokých osob zavěsit závěs na prostřední háčky na rameni a provléknout pásy koncovými háčky. V tomto případě se podpažní pásy zkrátí a umožní pacientovi přiblížit se k rameni a sklonit se k němu.

6. Stisknutím tlačítka se šipkou směřující nahoru pacienta zvednete.
7. BĚHEM ZVEDÁNÍ VŽDY SLEDUJTE POLOHU PACIENTA!



8. Podepřete pacienta do požadované výšky a držte ho čelem k asistentovi.
9. Uvolněte zadní kola a přesuňte pacienta.
10. Před spuštěním pacienta opět zablokujte zadní kola.
11. Chcete-li pacienta spustit, stiskněte tlačítko se šipkou dolů.
12. **BĚHEM ZVEDÁNÍ VŽDY SLEDUJTE POLOHU PACIENTA!**

**POZOR!**


- Při spouštění pacientovi vždy pomáhejte, aby udržel správnou polohu vsedě!
- Při spouštění pacienta odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit pohybu dolů. V takovém případě pacienta znovu zvedněte a odstraňte překážku, která brání spouštění.

**Automatický systém proti drcení**

Elektrická souprava je vybavena automatickým systémem proti rozdrčení, který zastaví spouštění zvedacího ramene, pokud dojde k náhodnému kontaktu pacienta s jakoukoli překážkou.

**Nouzové zastavení**

Řídicí jednotka je vybavena červeným tlačítkem "STOP", které po stisknutí okamžitě deaktivuje všechny ovládací prvky. Normální provoz obnovíte otočením tlačítka ve směru hodinových ručiček a jeho vytažením směrem ven.

**Mechanické spouštění pohonu**

Pokud používáte manuální/mechanické spouštění, ujistěte se, že bude provedeno za zcela bezpečných podmínek pro pacienta. Chcete-li aktivovat ruční/mechanické spouštění, zamáčkněte červené tlačítko umístěné v horní části pohonu směrem dolů a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Po dokončení procesu spouštění vraťte červené tlačítko do klidové polohy.


**Nouzové klíče**

Na řídicí jednotce jsou dvě tlačítka (jedno se šipkou nahoru a druhé se šipkou dolů), která lze stisknout místo tlačítek na dálkovém ovladači a dokončit tak všechny operace, pokud dálkový ovladač nefunguje správně.

(obrázky jsou pouze ilustrační)

**Indikace stavu nabití baterie**

Stav nabití baterie je indikován 3 kontrolkami. Tento indikátor je umístěn na dálkovém ovladači. Svítí-li 3 kontrolky, znamená to, že je baterie zcela nabitá, zatímco svítí-li pouze jedna kontrolka, znamená to, že je baterie vybitá a je třeba ji nabít.

**Dobíjení baterií**

- Po sejmutí ochranné krytky připojte adaptér do hlavní zásuvky a poté do zásuvky na řídicí jednotce.
- Na nabíjecím adaptéru je LED dioda, která se během nabíjení zbarví do oranžova. Nabíjejte baterii, dokud kontrolka nezíská zelenou barvu.
- Před opětovnou aktivací stojanového zvedáku nezapomeňte odpojit nabíječku akumulátoru!
- Před použitím stojanového zvedáku nabíjejte baterie alespoň 6 hodin.

## Návod k použití dálkového ovládání

Dálkové ovládání je k řídicí jednotce připojeno spirálovým prodlužovacím kabelem.



### Tlačítka:

1. Tlačítko ▲ pro zvedání
2. Tlačítko ▼ pro spuštění

### Vizuální indikace:

3. LED dioda pro překročení max. zatížení: pohyb zvedáku se přeruší, pokud zatížení překročí max. práh zatížení, a řídicí jednotka vydá zvukový signál.
4. Kontrolka pro sledování a signalizaci stavu nabití baterie

## 12. ÚDRŽBA

Přístroje MOPEDIA od společnosti MORETTI jsou po uvedení na trh pečlivě kontrolovány a dodávány se značkou CE. Pro bezpečnost pacienta a personálu doporučujeme nechat přístroj zkontrolovat výrobcem nebo laboratoří každé dva roky. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

- Je mimořádně důležité zkontrolovat zvedák před každým použitím.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a svorníky dobře dotažené.
- Zkontrolujte, zda se zvedák může volně pohybovat s koly, pokud jsou odblokané brzdy.
- Zkontrolujte správnou funkci brzd zadních kol.
- Je velmi důležité pravidelně kontrolovat správné umístění spojovacích čepů a dorazových kroužků (čepy spojují pohon s horní a dolní částí zvedáku a se zvedacím nosníkem, za který se zahákne sedák).
- Mechanické díly je třeba mazat kapkou oleje, aby se usnadnilo jejich klouzání a odolnost proti opotřebení. Pozornost věnujte zejména mechanickému rozvírači patientského zvedáku. Mazání provádějte podle výše uvedených pokynů každé dva až tři měsíce.

## 13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### 12.1 Čištění

K čištění kolébky, rukojeti a konstrukce použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla (ve stejném poměru) smíchaný s vodou.

### 12.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čistící prostředek.

**Poznámka:** Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásady nebo rozpouštědla, jako je aceton nebo ředidlo. Uchovávejte mimo dosah světla, vlhkosti a tepla.

## 14. PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte běžný kontejner na komunální odpad. Doporučujeme soupravu odevzdat do příslušných sběrných míst pro recyklaci.



### 14.1 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku podle požadavků evropské směrnice 2012/19/EU

Po skončení životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Musí být odevzdán do sběrný tříděného komunálního odpadu nebo prodejcem, pokud tuto službu poskytují. Likvidace tříděného odpadu snižuje ekologické a zdravotní důsledky nesprávné likvidace. Kromě toho lze materiály, z nichž je výrobek vyroben, recyklovat, což vede k úspoře energie a zdrojů. Aby se zdůraznila povinná tříděná likvidace elektrozařízení, je samotný výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru.



#### 14.2 Zacházení s vybitými bateriemi (směrnice 2006/66/ES)

Symbol na výrobku označuje, že s bateriemi se nesmí zacházet jako s běžným domovním odpadem. Ujistěte se, že jsou baterie správně zlikvidovány; zabráníte tak možným ekologickým a zdravotním následkům nesprávné likvidace. Recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje. Vybité baterie odevzdejte do příslušného recyklačního centra. Podrobnější informace týkající se likvidace vybitých baterií nebo samotného výrobku získáte na obecním úřadě, v místním sběrném doře pro likvidaci odpadů nebo u prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

### 15. PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

**RP893** Tělový postroj s břišním pásem se zapínáním na suchý zip

**RP893XL** Tělový postroj s břišním pásem se zapínáním na suchý zip - velikost XL

**RP896** Tělový postroj s břišním pásem se zapínáním na suchý zip a pánevními pásy

Náhradní díly a příslušenství naleznete vždy v hlavním katalogu MORETTI.

**POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORETTI. SPOLEČNOST MORETTI S.P.A. NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM.**

### 16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

#### 16.1 Technické specifikace

A Práškově lakovaný ocelový rám

B Plošina pokrytá plstí

C Výškově a šířkově nastavitelná podložka pod kolena

D Kolečka s brzdou a otočným blokem

E Páka pro otevírání nohou (R1841) nebo pedál (R1840) s bezpečnostní pojistkou


F Pohodlná rukojeť pro zdravotníky

G Háčky navrženy speciálně pro bezpečné držení závěsu

H Autonomie: více než 100 zdvihů s plně nabitou baterií

I Celková hmotnost: 39 kg

J Maximální zatížení: 200 kg

**162 Rozměry rámu**

**Legenda**

- A Sagitální rozměr při maximální vertikalizaci: 2 cm
- B Délka ramene: 80 cm
- C Maximální zdvih: 73 cm
- D Minimální výška ramene: 107 cm
- E Maximální výška ramene: 180 cm
- F Maximální délka základny: 101 cm
- G Vzdálenost mezi předními kolečky a stojanovým sloupem: 68 cm
- H Minimální vnitřní šířka: 45 cm
- I Minimální vnější šířka: 55 cm
- L Maximální vnitřní šířka: 73 cm
- M Maximální vnější šířka: 83 cm
- O Minimální výška nohou od země: 8 cm
- P Maximální výška nohou od země: 13 cm

**17. ZÁRUKA**

Na každý výrobek Moretti je poskytována záruka po dobu 2 (dvou) let od data nákupu, s výjimkou níže uvedených omezení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, zneužitím, úpravami výrobku nebo jiným použitím, které není v souladu s návodem k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. Společnost Moretti S.p.A. nenese odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené nesprávnou montáží/nesprávným používáním zařízení, které není v souladu s uživatelskou příručkou. Společnost Moretti neručí za poškození nebo závady svých výrobků v následujících případech: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, škody způsobené problémy s elektrickým napájením (pokud je poskytováno), použití dílů nebo komponentů, které nebyly poskytnuty společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, škody způsobené přepravou (odlišnou od originální dodávky společnosti Moretti) nebo nedodržení údržby zařízení podle pokynů v návodu k použití. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebením, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

### 17.1 Záruka na dobíjecí baterii

Na originální baterie a náhradní baterie se vztahuje devadesátidenní záruka, pokud jde o jejich výkon, a šestiměsíční záruka, pokud jde o výrobní vady, nebo pokud to vyžaduje zákon. Záruka na plně nabitě baterie ponechané v nepoužívaném stavu déle než (tři) 3 po sobě jdoucí měsíce automaticky zaniká. Záruka na zcela vybité baterie ponechané v nepoužívaném stavu po dobu delší než (tři) 3 po sobě jdoucí dny automaticky zaniká.

### 17.2 Opravy Záruční opravy

Pokud výrobek Moretti vykazuje během záruční doby vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti S.p.A. společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti S.p.A. může podle svého nezpochybnitelného uvážení vyměnit nebo opravit záruční výrobek v prodejním místě společnosti Moretti nebo ve vlastních kvalifikovaných kancelářích. Náklady na práci při opravě výrobku mohou jít na vrub společnosti Moretti, pokud se zjistí, že se jedná o záruční opravu. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

### Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, může být vrácen k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dodání při mimozáruční opravě jdou plně na vrub zákazníka nebo prodejce. Na opravy mimozáručních výrobků je poskytována záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy klient obdrží opravený výrobek.

### Nepoškozené zařízení

Zákazník je informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku rozhodne, že výrobek není vadný. Výrobek bude zaslán zpět klientovi a veškeré náklady na zpětné doručení jdou na jeho náklady.

### 17.3 Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne jejich obdržení.

### 17.4 Doložky o vynětí

Kromě toho, co je jasně uvedeno v této záruce a v souladu se zákonem, společnost Moretti S.p.A. neposkytuje svým zákazníkům žádné jiné prohlášení, záruku nebo podmínku, výslovnou nebo implicitní, včetně prohlášení, záruky nebo podmínky prodejnosti, neporušování nebo nezasahování, vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Moretti S.p.A. nezaručuje, že používání výrobků Moretti bude nepřetržité a bezchybné. Doba trvání případných implicitních záruk, které lze uplatnit v souladu se zákonem, je omezena záruční dobou.

Některé státy nebo země nepovolují omezení doby trvání implicitní záruky, zproštění odpovědnosti nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod souvisejících s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá zproštění odpovědnosti nebo omezení této záruky. Tato záruka podléhá změnám bez předchozího upozornění



**ZÁRUČNÍ LIST**

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne (datum) \_\_\_\_\_

Maloobchodní prodejce \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) e-mail: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com) MADE