

Návod k použití

MAXX 250 clinic GREENLINE

Těžká matrace pro terapii dekubitů

Před použitím systému si pozorně přečtete návod k použití a dodržujte varování!

Název produktu	MAXX 250 clinic GREENLINE
rozsah dodávky	<ul style="list-style-type: none">• Matrace pro terapii dekubitů s pěnovým jádrem• PU potahem (snímatelným na zip)• Návod k použití (V04), další jazykové verze návodu k použití naleznete zde: manuals.funke-medical.eu
Indikace / oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">• Profylaxe tlakových vředů• Terapie proleženin do stupně 4 (Seiler / EPUAP)• Terapie bolesti• Pro pacienty s velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů
Kontraindikace	Není známo
Připustná hmotnost/výška pacienta min. - max.	0 - 250 kg
materiál	Jádro: PU pěny ECOLAST® Potah: nosný materiál PES s PU povlakem
Rozměry	Šířka: 80 - 100 cm; délka: 190 - 220 cm
Hmotnost výrobku	10 kg (90/200 cm)
Číslo podpory (ve smyslu § 139 SGB V)	
Zdravotnický prostředek	Třída 1, MDR 2017/745
Technická bezpečnost / nehořlavost	Zkouška hořlavosti podle DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
Testování toxikologické nezávadnosti / biokompatibility	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Varování	<ul style="list-style-type: none">• Před prvním použitím systému je nutné systém připravit k prvnímu použití (viz "Příprava systému k použití").• Vhodné pro nastavitelné lehací plochy• Horní okraj bočnic nejméně 22 cm nad nezatíženým horním okrajem matrace.
záruka	7 let na funkční vlastnosti pěnového jádra (poměrná záruka).
údržba	Ne
Pokyny k čištění (potah matrace)	<ul style="list-style-type: none">• Kryt může v zásadě čistit uživatel/prodejce na vlastní nebezpečí. Může být čistěn buď otíráním komerčně dostupnými dezinfekčními prostředky vyrobenými z izopropanolu (např. Bacillol), nebo jinými vhodnými prostředky uvedenými na seznamu DGHM (např. čisticí hadřík ECOLAB Incidin OxyWipe S XL). Je možná dezinfekce utěrek chlorem (max. 5000 ppm). Po dezinfekci otřete vlhkým hadříkem (čistou vodou). Je možné chemicko-tepelné čištění.• Alternativní úklid v institucích: Kryt lze znovu zpracovat v autoklávu v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pak odkaz připraven k opětovnému použití. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo je viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s vnitrostátními předpisy.
Pokyny k čištění (jádro)	<ul style="list-style-type: none">• Pěnové jádro může v zásadě čistit uživatel/prodejce na vlastní odpovědnost. Pěnové jádro bez krytu lze čistit běžně dostupnými čisticími prostředky. Toho lze dosáhnout namočením znečištěného místa nebo postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. přípravkem Bacillol nebo pěnovým sprejem ECOLAB Incidin OxyFoam S sestávajícím z peroxidu vodíku). Poté je třeba pěnové jádro vysušit na vzduchu.• Alternativní úklid v institucích: Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pěnové jádro připraveno k opětovnému použití. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo je viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s vnitrostátními předpisy.
Příprava systému na použití	<ul style="list-style-type: none">• Výrobek je určen a vhodný pro použití v domácnostech a institucích.• Matraci ihned po obdržení vyjměte z krabice.• Položte matraci na postel.• Všimněte si potisku "THIS SIDE UP" na horní straně matrace.

RKI = Institut Roberta Kocha; DHGM = Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii; autoklávování = proces frakcionovaného vakua při 105 °C a 55 minutách.

Vyrobeno ve smyslu MDR 2017/745

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de