



Inkontinenční podložky

117236
117234
117234T
117236T

117236

Detailní popis produktu

Inkontinenční podložky pod klienty v provedení z měkkého příjemného materiálu s aktivním odvodem potu.

Absorbent pojme až 2000 ml tekutiny. Absorpční podložka zahrnuje kvalitní nepromokavou spodní vrstvu pro méně časté výměny. Kvalitní provedení zaručuje mnoho pracích cyklů. Dostupná i v úpravě s pruhem na založení pod matraci.

Povrchová část:

- jemně kartáčovaná bílá 85 g/m²
- materiál 100% polyester, absorbent

Savá část:

- netkaná 95 g/m²,
- materiál 95 % polyester,
- 5% bavlna

Bariéra:

- PU film
- jemně kartáčovaná zelená 85 g/m²
- materiál 100% polyester

Pratelné na 95 °C

Pozn.: Podložka patří barevnou stranou dospod a bílou stranou směrem k pacientovi.

Stamed s.r.o.

tel.: +420 725 323 111

email: obchod@stamed.cz

adresa: Vřesová 667, Zruč-Senec, 330 08

IČ: 29161941

DIČ: CZ29161941

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka



Komplexní řešení pro zdravotnická a

117234

Detailní popis produktu

Ikontinenční podložky pod klienty v provedení z měkkého příjemného materiálu s **aktivním odvodem potu**. Absorbent pojme až 2000 ml tekutiny. Absorpční podložka zahrnuje **kvalitní nepromokavou spodní vrstvu** pro méně časté výměny. Kvalitní provedení zaručuje mnoho pracích cyklů. Dostupná i v úpravě s pruhem na založení pod matraci.

Povrchová část:

- jemně kartáčovaná bílá 85 g/m²
- materiál 100% polyester, absorbent

Savá část:

- netkaná 95 g/m²,
- materiál 95 % polyester,
- 5% bavlna

Bariéra:

- PU film
- jemně kartáčovaná zelená 85 g/m²
- materiál 100% polyester


Pratelné na 95 °C

Pozn.: Podložka patří barevnou stranou dopod a bílou stranou směrem k pacientovi.

117234T, 117236T

Detailní popis produktu

Ikontinenční podložky pod klienty v provedení z měkkého příjemného materiálu s **aktivním odvodem potu**. Absorbent pojme až 2000 ml tekutiny. Absorpční podložka zahrnuje **kvalitní nepromokavou spodní vrstvu** pro méně časté výměny. Kvalitní provedení zaručuje mnoho pracích cyklů.



Povrchová část:

- jemně kartáčovaná bílá 85 g/m²
- materiál 100% polyester, absorbent

Savá část:

- netkaná 95 g/m²,
- materiál 95 % polyester,
- 5% bavlna

Bariéra:

- PU film
- jemně kartáčovaná zelená 85 g/m²
- materiál 100% polyester

Pratelné na 95 °C

Pozn.: Podložka patří barevnou stranou dopod a bílou stranou směrem k pacientovi.

Stamed s.r.o.

tel.: +420 725 323 111

email: obchod@stamed.cz

adresa: Vřesová 667, Zruč-Senec, 330 08

IČ: 29161941

DIČ: CZ29161941

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka



Komplexní řešení pro zdravotnická a domácí péči