

Basic Care nepropustné prostěradlo

**6410-5031-090200-001**

Ochranný potah matrace šetrný k pokožce, prodyšný, odolný proti roztočům a antialergický. Absorbuje vlhkost. Nepropustný pro vodu, krev a moč díky bariérové vrstvě proti vlhkosti z polyuretanu. Vyrobené s gumou po obvodu, jako prostěradlo.

Vhodné pro matrace o výšce cca 14-23 cm (pro dětské matrace do výšky cca 12 cm).

Vrchní strana: vysoce kvalitní froté-směšová tkanina

Spodní strana: polyuretanová fólie, okraj ze žerzeje



75% bavlna/25% polyester



200 g/m<sup>2</sup>

**Lze prát na 95st.**

**Výrobek nelze bělit.**

**Výrobek lze sušit pouze studeným vzduchem.**

**Výrobek nelze žehlit.**

**Výrobek nelze chemicky sušit.**

