

Basic Care chránič matrace

6609-5034-090200-001




Detailní popis produktu

Ochrana na vrch matrace se čtyřmi úchytnými gumami v rozích. Lícová strana z vysoce kvalitní směsi froté tkanin. Rubová strana s polyuretanovou fólií, lem z žerzeje. Díky nepropustné vrstvě z PU nepropouští tekutiny, krev ani moč a zároveň absorbuje vlhkost. Ochrana matrace je vhodná na matraci s výškou **14-18 cm**. Chránič je antialergenní.

Před používáním je chránič potřeba vyprat (bez aviváže).

Chránič matrace má certifikát ÖKO-TEX.

Ideální pro nemocnice, hospice, pečovatelské domy, lidi s alergií a revmatickým onemocněním.



ZOLLNER = ložní prádlo německé kvality.

ZOLLNER patří mezi specialisty na hotelové ložní prádlo. Z toho důvodu dbají nejen na jeho vysokou kvalitu, ale i na odolnost.

Všechny produkty značky ZOLLNER je možné prát na 95°C, zároveň je možné i chemické čištění.

Parametry produktu:

Gramáž:	200 g/m2
Praní:	na 95 °C (potah)
Chemické čištění:	ano
Země původu:	Německo
Materiál:	75% bavlna, 25% polyuretan
Rozměry:	90 x 200 cm

Stamed s.r.o.

tel.: +420 725 323 111

email: obchod@stamed.cz

adresa: Vřesová 667, Zruč-Senec, 330 08

IČ: 29161941

DIČ: CZ29161941

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka



Komplexní řešení pro zdravotnická a

laboratorní prostředí