

RYCHLÁ ZÁSTAVA KRVÁCENÍ

Hemostatikum CELOX

Dočasné ošetření traumatického zranění



Mimořádné vlastnosti výrobku CELOX byly ověřeny na modelech zranění, kde opakovaně prokázal **schopnost rychle zastavovat velké krvácení (bez kauterizace) z traumatických zranění**. Prášková forma poskytuje jednoduchý, rychlý způsob zastavení krvácení, který je obzvláště účinný při ošetřování hlubokých zranění. Sraženina se vytvoří během několika minut po nasypání prášku do rány. Přebytečný prášek vytvoří gelovou hmotu, která chrání sraženinu. Gelovou hmotu lze snadno odstranit. **CELOX nevytváří žádné teplo, nevyvolává pálení, ani se neusazuje v ráně**. CELOX působí, ať je teplota krve 37,05 °C nebo 18,5 °C.



CELOX™ G
gáza rolovaná 7,6 cm x 3 m



CELOX™
35 g sáček
15 g sáček



CELOX™ A
6 g s aplikátorem



CELOX™ RAPID
gáza skládaná 7,6 cm x 1,5 m

Obj. číslo	Název	Rozměr	Komprese
MT-CEL-15g	CELOX 15 - Hemostatické granule	15 g	5 minut
MT-CEL-35g	CELOX 35 - Hemostatické granule	35 g	5 minut
MT-CEL-A	CELOX A - Hemostatické granule 6g s aplikátorem	6 g	5 minut
MT-CEL-G	CELOX G - Gáza rolovaná napuštěná hemostatikem	7,6 cm x 3 m	3 minuty
MT-CEL-R NOVINKA	CELOX RAPID - Gáza skládaná, napuštěná hemostatikem	7,6 cm x 1,5 m	1 minuta

