

Polohovací a inkontinenční podložka s úchyty

117187H
117189H
117188TH
117190TH



Detailní popis produktu

Absorpční podložky jsou ideálním pomocníkem pro nepohyblivé a ležící pacienty. Tyto podložky mají sací schopnost a ochrání lůžko klientům s inkontencí.

Podložky pod klienty s popruhy pro snadnou manipulaci v provedení z měkkého příjemného materiálu. Absorbent pojme až 1 530 ml tekutiny. Kvalitní nepromokavá spodní vrstva pro méně časté výměny. Kvalitní provedení zaručuje mnoho pracích cyklů.

Dostupná i v úpravě s pruhem na založení pod matraci.

Povrchová část:

- jemná pletenina 240 g/ m²
- materiál 100% polyester

Savá část:

- netkaná textilie 95 g/ m²
- materiál 95% netkaná textilie
- 5% umělé hedvábí

Bariéra:

- TPU je jemný, měkký, elastický, ohebný a přesto silný a odolný materiál.

Praní a sušení

- Praní při teplotě 90°C
- Sušení v bubnové sušičce při teplotě sušení 70 – 80 °C

Stamed s.r.o.

tel.: +420 725 323 111

email: obchod@stamed.cz

adresa: Vřesová 667, Zruč-Senec, 330 08

IČ: 29161941

DIČ: CZ29161941

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka



Komplexní řešení pro zdravotnická a
domácnostní zařízení