

## Vážicí podložka s možností zvažení klienta přímo na lůžku

### Marsden M-999

- ✓ Nosnost až 250 kg
- ✓ Přesnost stupnice po 500 g
- ✓ Stanovené měřidlo třídy III
- ✓ Určeno k přesunům a zvažení osob
- ✓ Snadná manipulace
- ✓ Rychlé a jednoduché použití
- ✓ Komfortní způsob vážení
- ✓ Funkce Hold a Tare



**114 850 Kč vč. DPH**

#### Technické parametry

- Max. nosnost: 250 kg
- Přesnost: 500 g
- Rozměry: 180 x 70 x 3 cm
- Hmotnost: 11 kg
- Výdrž baterie: 50 hodin
- Zdroj napájení: Vestavěná dobíjecí baterie

