


Elektrická pojízdná sedačka na schody

# Stairlift UP

Stairlift UP osloví svým štíhlým designem. Područky, podnožku a sedák lze sklopit, když schodišťový výtah nepoužíváte. Na schodech tak zůstává dostatek místa pro běžné použití nebo jakékoli nouzové situace.



## Výhody:

- » Jednoduchá a rychlá instalace
- » Možnost libovolných tvarů kolejnice
- » Okamžité dodání
- » Lehké hliníkové kolejnice
- » Snadná manipulace
- » Modely pro přímé i točité schodiště
- » Automatické otočné křeslo a podnožka
- » Rozebíratelná a znovupoužitelná konstrukce
- » Závěsnou kolejnici je možné umístit přímo ke dveřím

## Barevné varianty čalounění:



Antracitová



Hnědá



Koňaková




Písková

### Technické údaje:


- » nosnost 125 kg
- » rychlost 0,15 m/s
- » bezpečnostní senzory
- » bezpečnostní pás
- » baterie 24 V
- » vzdálený dohled
- » automatické vyrovnávání náklonu
- » automatické natáčení
- » dálkové ovládání



### Varianta s rovnými kolejnicemi



### Varianta se zaoblenými kolejnicemi



### Technické nákresy

