

## Antidekubitní matrace s kompresorem PIUMA

Antidekubitní matrace je nezbytnou součástí léčby u pacientů nebo osob, které jsou dlouhodobě na lůžku.

Jednotlivé komory matrace jsou střídavě nafukovány pomocí kompresoru s nastavitelným rozpětím tlaku v sedmi krocích. Střídavé nafukování jednotlivých komor, jako součást komplexní léčby, přispívá k prevenci proleženin.



### Vlastnosti:

- jednoduchá instalace
- tichý chod kompresoru
- snadné ovládání
- plynulé nastavení komprese v rozsahu 1-7 stupňů
- cyklus 6 min
- průtok vzduchu 6-7 l/min
- nízká spotřeba elektrické energie

### Matrace:

- rozměry: vhodné pro matraci 200x90 cm
- hmotnost: 2,3 kg
- materiál: hygienické PVC
- konstrukce: bublinová
- max. zatížení: 130 kg

### Kompresor:

- rozměry: 26 x 13 x 10 cm
- hmotnost: 1,6 kg
- napětí: 220/50 Hz
- průtok vzduchu: 6 – 7 l/min
- doba cyklu: 6 min
- rozsah tlaku: 40-100 mmHg
- kompresor se snadno upevní na lůžko pomocí plastových háčků

### Obsah balení:

- antidekubitní matrace
- kompresor
- sada na zalepení v případě poškození
- český návod

<b>Stamed s.r.o.</b>	Tel.: 725 323 111
Toužimská 1705/25	Email: obchod@stamed.cz
Bolevec	IČ : 29161941
323 00 Plzeň	DIČ: CZ29161941